

Dla Ciebie i Twoich Pacjentów Promedus

90-137 Łódź, ul. Uniwersytecka 2/4 • tel/fax: 42 678-07-07 • kom. 515-200-119 • www.promedus.pl

BIG DEAL 2015

2005-2015
10 lat
Promedus

Promedus od 10 lat dostarcza profesjonalny sprzęt medyczny firmy Midmark, która obchodzi 100-lecie działalności

WYJĄTKOWA OFERTA ZAKUPU SPRZĘTU MEDYCZNEGO 1.09 – 31.12.2015*



DNEO



QUEST



DUOLYS



Leżanka 118



ELITE



ELANSA



RITTER 204



RITTER 222



eMOTIO

Przy zakupie wybranego fotela ginekologicznego lub stołu medycznego
dwa prezenty i dodatkowy rabat na akcesoria:

BIG DEAL

*obowiązuje w terminie:
1.09 – 31.12.2015
lub do wyczerpania
zapasów



Stołek lekarski



Lampa zabiegowa LID
Diana 50W



30 %
RABATU
na akcesoria

PROMOTAL

Ritter®
by MIDMARK

MIDMARK

Promotal ELANSA

fotel ginekologiczny Bestseller!

Nowoczesny, bezkompromisowy fotel ginekologiczny z napędem elektrycznym. Unikalne rozwiązanie, jakiego nie ma żaden fotel ginekologiczny na rynku. Za pomocą sterownika nożnego regulowana jest wysokość fotela z jednoczesnym ruchem oparcia. Dodatkowo, oparcie można dopasować indywidualnie za pomocą sprężyny gazowej.



Cechy:

- maksymalne obciążenie 170 kg
- wymiary całkowite: dł.: 178,8 cm., wys. 46-106 cm, szer. 60 cm
- waga fotela: 95 kg
- zintegrowany ruch siedziska i oparcia za pomocą jednego silnika elektrycznego
- położenie oparcia regulowane za pomocą sprężyny gazowej
- elektryczny sterownik nożny do regulacji ruchów fotela
- wysokość minimalna 46 cm, max. 106 cm
- pozycja ratunkowa
- wysuwana taca pod siedziskiem, plastikowa, o pojemności 6 litrów
- przygotowane miejsce do montażu uchwytu do kolposkopu
- struktura fotela wykonana ze stali nierdzewnej z powłoką epoksydową
- tapicerka bezszwowa, wybór kilkunastu kolorów, zdejmowalna
- uchwyt na rolkę z papierem (szerokość rolki 50 cm, średnica 12,5 cm)
- podpórki kolan

19.900 zł

Rata 571 zł*

Opcje wyposażenia:

- strzemiona
- podpórki stóp
- sterownik nożny z programowaniem 3 pozycji
- wersja jezdna
- uchwyt do kolposkopu
- podpórka nóg umożliwiająca uzyskanie pozycji leżącej
- zagłówek
- lampa medyczna
- wersja urologiczna



BIG DEAL



PROMOTAL
Stolek: 990 zł
Fotelik: 1.290 zł

*Finansowanie Siemens Finance (10% udział własny, 36 rat)



Promotal ELITE

fotel ginekologiczny

Elektryczna regulacja fotela, niska pozycja do wsiadania oraz atrakcyjny wygląd to zachęta dla pacjenta do bezstresowego udziału w badaniach. Fotel ELITE łączy w sobie ogromną funkcjonalność, różnorodność pozycji oraz akcesoriów dodatkowych. Praca z fotelem jest efektywna, a pacjent odnosi wrażenie pełnego profesjonalizmu podczas świadczonej usługi medycznej.

Cechy:

- maksymalne obciążenie 200 kg
- wymiary całkowite: dł.: 179,6 cm., wys. 54,6-94,6 cm, szer. 62,6 cm
- waga fotela: 136 kg
- elektrycznie sterowana wysokość w zakresie 54,6-94,6 cm
- siedzisko regulowane silnikiem elektrycznym
- położenie oparcia regulowane za pomocą sprężyny gazowej (opcjonalnie elektrycznie)
- elektryczny sterownik nożny do regulacji wysokości, nachylenia siedziska i opcjonalnie oparcia
- tapicerka bezszwowa, wybór kilkunastu kolorów, zdejmowalna
- zintegrowana rolka na serwety papierowe (szer. 50 cm, śr. 12,5 cm)
- wysuwana taca pod siedziskiem, plastikowa, o pojemności 6 litrów
- przygotowane miejsce do instalacji akcesoriów z dwóch stron fotela
- struktura fotela wykonana ze stali, pokryta powłoką z tworzywa ABS
- podpórki kolan



28.900 zł

Rata 630 zł*

Opcje wyposażenia:

- strzemiona
- elektryczna regulacja oparcia
- sterownik nożny z programowaniem pozycji
- wersja jezdna, - lampa medyczna
- metalowe szyny do akcesoriów
- uchwyt do kolposkopu, - poduszka do proktologii
- 2 gniazda elektryczne w podstawie
- zagłówek nakładany na oparcie
- podpórka nóg do pozycji leżącej
- wersja urologiczna



BIG DEAL



*Finansowanie Siemens Finance (10% udział własny, 48 rat)



Promotal eMotio

elektryczny uniwersalny stół medyczny

eMotio w pełni elektryczny stół medyczny, najbardziej praktyczny jaki do tej pory został zaprojektowany. Powstał na bazie opinii setek lekarzy z krajów Europy. Opinie te przyczyniły się do powstania idealnego stołu dla medycyny ogólnej jak i dla specjalistów. Elastyczność i pełny wachlarz możliwości pozwala lekarzowi skoncentrować się na badaniu i diagnozie oszczędzając czas i przestrzeń.

**NOWOŚĆ
2015**

**BIG
DEAL**



Wersja ginekologiczna

Cechy:

- elektryczna regulacja wysokości 45-96 cm
- elektryczna regulacja oparcia i podnóżka
- sterownik ręczny i nożny
- bezpieczne i łagodne ruchy stołu
- bardzo komfortowa tapicerka
- udźwig pacjenta 205 kg
- 2 indywidualne programy pozycji pracy
- szybki i łatwy dostęp do pacjenta wokół stołu
- szybka instalacja akcesoriów: lampy i strzemion
- opcjonalna pozycja ginekologiczna, przechył siedziska o 105°

17.900 zł

Rata 513 zł*

**Innowacyjne elektrycznie
wysuwane/chowane kółka**



made in France



Opcje wyposażenia:

- przechył ginekologiczny siedziska
- strzemiona ginekologiczne
- gniazdo elektryczne w podstawie fotela
- uchyłne uchwyty rąk
- zagłówek nakładany na oparcie
- uchwyt do lampy

Promotal DUOLYS

stół medyczny, zabiegowy, fotel ginekologiczny w jednym



**3 lata
gwarancji**

made in France



Cechy:

- elektrycznie regulowana wysokość w zakresie: 49-95 cm
- konstrukcja stalowa, lakierowana
- pozycja Trendelburga/Anty-Trendelburga
- oparcie zewnętrzne regulowane manualnie sprężyną gazową
- oparcie centralne regulowane elektrycznie
- tapicerka o szerokości 73 cm. z zaokrąglonymi brzegami
- zdejmowana, bezzwowa tapicerka siedziska
- sterownik ruchów fotela, ręczny
- nóżki poziomujące
- plastikowa taca wysuwana pod siedziskiem o pojemności 6 litrów
- 2 rolki na papier, za każdym oparciem
- maksymalna waga pacjenta 200 kg.
- zintegrowane strzemiona

16.900 zł

Rata 485 zł*



**BIG
DEAL**

GABINET WIELOFUNKCYJNY

Stół medyczny Duolys został tak zaprojektowany, aby zapewnić maksymalny komfort dla pacjentów i lekarza. Łatwość pozycjonowania oparcia oraz wysokość regulowana w zakresie 49-95 cm pozwala na uzyskanie idealnej pozycji pracy, dającej optymalny dostęp do pacjenta. Duolys jest wielofunkcyjnym fotelem ginekologicznym jak również stołem do badań ogólnych. Ogromny wybór opcji pozwala dostosować stół do najbardziej indywidualnych potrzeb zarówno do badań jak i zabiegów. Cechą wyróżniającą Duolys jest sekcja tapicerki, która jest dwudzielna, a każda z części jest niezależna. W łatwy sposób można uzyskać jedną poziomą płaszczyznę - jako stół do badań lub fotel ginekologiczny - po podniesieniu centralnego oparcia. Dodatkowo pozycja Trendelburga zapewnia bezpieczeństwo pracy.

Opcje wyposażenia:

- Block'n Roll system - wysuwane kółka do przesuwania fotela
- uchwyty na ręce „hand grip”
- uchwyt do kroplówki
- barierki boczne, uchyłne
- zagłówek nakładany na oparcie
- wersja jezdna
- sterownik nożny
- podpórki kolan
- wersja urologiczna



* Finansowanie Siemens Finance (10% udział własny, 36 rat)

PROMOTAL



**BIG
DEAL**

Promotal QUEST elektryczny stół medyczny

Cechy:

- elektrycznie sterowana wysokość w zakresie: 46 – 92 cm.
- konstrukcja stalowa pokryta lakierem
- oparcie regulowane manualnie lub elektrycznie
- pozycja Trendelenburga i Anty-Trendelenburga
- sterownik ręczny i opcjonalnie nożny
- nóżki poziomujące lub system Block'n Roll ułatwiający przesuwanie
- uchwyt na rolkę z papierem
- udźwig 200 kg
- 5 rodzajów tapicerki



10.900 zł

Rata 312 zł*

(nóżki poziomujące,
tapicerka płaska 65 cm,
oparcie manualne)

**3 lata
gwarancji**



Minimalna wysokość 46 cm



Maksymalna wysokość 92 cm



Pozycja Anty-Trendelenburga



Pozycja Trendelenburga

Promotal QUEST CARDIO elektryczny stół kardiologiczny



PROMOTAL

Quest Cardio przeznaczony jest do badań kardiologicznych.

Stół posiada specjalny wyjmowany element tapicerki do przeprowadzania badań. Oferuje maksymalną dostępność dla pacjentów dzięki niskiej pozycji do wsiadania 46 cm. Jest to idealne rozwiązanie szczególnie dla pacjentów starszych, którzy mają kłopoty z poruszaniem się.

Maksymalna wysokość stołu to optymalne 92 cm.

Stół opcjonalnie można ustawić w pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga.

Struktura stołu Quest Cardio jest bardzo stabilna i bezpieczna.

Części zmechanizowane zostały ukryte w estetycznych obudowach.

Czyszczenie stołu jest proste i szybkie dzięki zaokrąglonej formie konstrukcji oraz dzięki systemowi Block'n Roll (opcja), który ułatwia przesuwanie stołu w inne miejsce.

Cechy:

- elektrycznie sterowana wysokość w zakresie: 46 – 92 cm.
- konstrukcja stalowa pokryta lakierem,
- oparcie regulowane manualnie lub elektrycznie (opcja)
- specjalne wycięcie do badań kardiologicznych
- szerokość tapicerki 65 cm lub 75 cm (opcja)
- pozycja Trendelenburga i Anty-Trendelenburga
- sterownik ręczny
- nóżki poziomujące stół lub system Block'n Roll (opcja)
- uchwyt na rolkę z papierem
- udźwig 200 kg.

od 12.900 zł

Rata 370 zł*

(nóżki poziomujące,
tapicerka 65 cm.)

**3 lata
gwarancji**



Wyjmowany
element tapicerki
- pełny komfort
dla pacjenta
podczas badań

**BIG
DEAL**

Akcesoria:

- System Block n' Roll - wysuwane kółeczka ułatwiające przesuwanie stołu
- elektryczna regulacja oparcia
- podpórka ręki
- uchwyt kroplówki
- metalowe strzemiona
- podpórki kolan
- barierki boczne metalowe
- metalowy odcinacz papieru
- sterownik nożny
- zagiówek nakładany na oparcie

*Finansowanie Siemens Finance (10% udział własny, 36 rat)

Ritter 204 Bestseller!

fotel medyczny, ginekologiczny manualny

Ritter 204 - komfortowy, funkcjonalny fotel o nowoczesnym wyglądzie. Pacjent podczas wizyty czuje się bezpiecznie. Szuflady z trzech stron umożliwiają łatwy dostęp do potrzebnych narzędzi i akcesoriów. Fotel doskonale pasuje do współczesnych trendów wyposażania gabinetów lekarskich. Odpowiedni do przyjmowania pacjentów z wagą do 225 kg. Jest to doskonale i jednocześnie ekonomiczne rozwiązanie do wyposażenia gabinetu medycznego.



BIG DEAL

Cechy:

- maksymalna waga pacjenta 225 kg
- system szuflad z przodu i z boku otwieranych na dwie strony
- regulowane oparcie za pomocą sprężyny gazowej.
- odchylana część z siedziskiem o 7°
- wysokość fotela: 84 cm.
- wymiary fotela: szer: 72 cm x dł: 151 cm
- długość całego fotela z wysuniętym podnóżkiem: 193 cm
- uchwyt na serwety w rolce: 53 x 9 cm
- metalowe podpórki stóp z otworem na piętę
- wysuwana taca z tworzywa pod siedziskiem
- tapicerka gładka Seamless

Duży podnóżek
Pozwala pacjentowi poczuć się bezpiecznie i pewnie przy wsiadaniu i schodzeniu z fotela



11.300 zł

Rata 324 zł*



Ritter®
by MIDMARK



Opcje wyposażenia:

- podłokietniki
- uchwyty metalowe z boku fotela
- podpórki kolan z możliwością regulacji
- taca urologiczna z odpływem
- metalowa taca zamiast z tworzywa
- gniazdo elektryczne
- lampa

Metalowe strzemiona w standardzie



stolek: 1.390 zł

fotelik: 1.790 zł

*Finansowanie Siemens Finance (10% udział własny, 36 rat)

Ritter 222 - elektryczno-manualny fotel medyczny, zaprojektowany jest przede wszystkim z myślą o pacjencie. Dzięki zastosowanym udogodnieniom fotel Ritter 222 jest odpowiedni do przyjmowania pacjentów starszych, matek w ciąży lub pacjentów z niepełnosprawnością. Wsiadanie na fotel może być dla pacjenta momentem, w którym odczuwa on niepokój i obawę. Fotel Ritter 222 eliminuje wszelkie bariery poprzez niski poziom fotela w pozycji do wsiadania. Takí poziomy siedzisko niemal całkowicie eliminuje potrzebę asekuracji w czasie wsiadania na fotel.

POKONAJ BARIERY!



BIG DEAL

Cechy:

- maksymalna waga pacjenta 181kg
- elektrycznie sterowana wysokość w zakresie: 46-94 cm
- regulowane oparcie za pomocą sprężyny gazowej
- odchylana część z siedziskiem o 5°
- wymiary fotela: szer: 75 x dł: 149 cm
- długość całego fotela z wysuniętym podnóżkiem: 195 cm
- uchwyt na serwety w rolce: 53 x 9 cm
- metalowe podpórki stóp z otworem na piętę
- wysuwana taca z tworzywa pod siedziskiem
- elektryczny sterownik nożny
- tapicerka gładka Seamless

23.900 zł

Rata 685 zł*

Pozycja leżąca

W łatwy sposób można uzyskać pozycję leżącą. Oparcie rozkładane jest za pomocą sprężyny gazowej. Pod siedziskiem wysuwa się podpórka pod stopy. Umożliwia to zrobienie dodatkowych badań np. usg.



Ritter®
by MIDMARK



*Finansowanie Siemens Finance (10% udział własny, 36 rat)

Midmark 630 HUMANFORM

uniwersalny fotel medyczny,
ginekologiczny, zabiegowy,
chirurgiczny

100 years
1915-2015

Wsiadanie bez barier

Wysokość max. 109 cm

Trendelenburg

Litotomia

Midmark 630 HUMANFORM
tapicerka Ultra Premium

Nowoczesny fotel medyczny **Midmark 630 HUMANFORM** jest jedynym w swoim rodzaju, zainspirowany pacjentem i na nim skoncentrowany. Zaprojektowany tak, aby zapewnić bardziej naturalne ruchy ciała pacjenta w nieskończonej liczbie możliwości pozycjonowania. Przeznaczony do chirurgii, ginekologii, urologii i wielu innych procedur medycznych.



Ekskluzywne cechy fotela:

- **Motion Profiling™** umożliwia bardziej naturalne, zgodne z ludzkim ciałem ruchy, które pracują z pacjentem i umożliwiają bardzo precyzyjne pozycjonowanie. Ma to ogromne znaczenie w pracy każdego lekarza, a szczególnie chirurga oraz przyczynia się do poprawy ergonomii.
- **Active Sensing Technology™ (AST)** system bezpieczeństwa, który pomaga uniknąć szkodliwego uderzenia w przeszkodę pod siedziskiem lub podnóżkiem. Po zderzeniu fotel automatycznie cofa się do góry, aby uwolnić przeszkodę.
- **Premium Comfort System™** unikalny kształt tapicerki, regulowany podnóżek daje pacjentowi uczucie pełnego komfortu.
- **Barrier-Free®** projekt fotela doskonale wpisuje się w potrzeby zmniejszającego się demograficznie społeczeństwa. Najlepszy w swojej klasie, pozycja do wsiadania na wysokości 45 cm, maksymalne obciążenie 295 kg
- **Elektrycznie sterowana** wysokość, oparcie, podnóżek i przechył siedziska
- **Ręczny i nożny sterownik** fotela w standardzie
- **Programowanie pozycji pracy** (opcja) i rotacja 350°

Wszechstronność

Szeroki wybór akcesoriów: regulowane zagłówki, podpórki rąk, podłokietniki, podpórki kolan, taca zabiegowa dostosują fotel do wymagań każdej procedury medycznej, ulepszając jego funkcjonalność i oszczędzając czas.



Programowanie 4 pozycji

Wszystkie sekcje fotela poruszają się jednocześnie w zrównoważonym tempie.



Midmark 630 HUMANFORM cechy:

- sterownik ręczny i nożny przewodowy
- elektrycznie sterowana wysokość: 54-109 cm (dla modelu z rotacją)
- elektrycznie regulowane nachylenie siedziska: 0-30°
- elektrycznie regulowane oparcie: 0-80°
- elektrycznie regulowany podnóżek: 0-90°
- maksymalne obciążenie: 295 kg.
- uchwyt na rolkę z papierem
- taca zabiegowa ze stali nierdzewnej wysuwana pod siedziskiem
- metalowe strzemiona wysuwane pod siedziskiem
- rotacja fotela względem podstawy 350°
- tapicerka Standard Premium gładka, bezzwowa lub marszczona „Ultra Premium” ze skóry ekologicznej, dwie szerokości do wyboru: 71 lub 81 cm
- maksymalna długość fotela z rozłożonym podnóżkiem: 193 cm
- zagłówek owalny



Rotacja 350°

Precyzyjne pozycjonowanie

Przeprowadzając procedury medyczne lekarze potrzebują osiągnąć odpowiednią pozycję pacjenta do prawidłowego, nieskrępowanego dostępu oraz idealnego widzenia pola pracy.

Midmark 630 Humanform zapewnia lekarzom elastyczność w pozycjonowaniu w szerokim zakresie specjalności medycznych.



Premier Comfort System

Wysokiej jakości materiał tapicerki otula krawędzie fotela podnosząc komfort pacjenta



Regulowany podnóżek

łatwo wysuwany dla wysokich pacjentów



Midmark 604

fotel medyczny, ginekologiczny
manualny



Midmark 604 został zaprojektowany z myślą o lekarzu, personelu i oczywiście o pacjencie. Jest to doskonale i zarazem ekonomiczne rozwiązanie do wyposażenia gabinetu ginekologicznego. Lekarz z łatwością może pozycjonować fotel dzięki czemu pacjent czuje się bardzo komfortowo podczas przeprowadzanych badań. Nowoczesny wygląd fotela zabiegowego również przyczynia się do tego, że jest pozytywnie postrzegany przez pacjenta.

Cechy:

- maksymalna waga pacjenta 230 kg.
- tapicerka bezszwowa Premium
- system szuflad z przodu i z boku otwieranych na stronę lewą lub prawą
- regulowane oparcie za pomocą sprężyny gazowej.
- odchylana część z siedziskiem o 7°.
- wysokość fotela: 85 cm
- długość całego fotela z wysuniętym podnóżkiem: 193 cm.
- uchwyt na serwetę w rolce: 53 x 9 cm.
- metalowe podpórki stóp z otworem na piętę.
- wysuwana taca z tworzywa pod siedziskiem



100 years
1915-2015
MIDMARK

Tapicerka Ultra-Premium
Standardowo fotel pokryty jest gładką, bezszwową tapicerką, opcjonalnie można wybrać tapicerkę miękką, szwową, delikatnie marszczoną, bardzo komfortową.


12.300 zł

Rata 353 zł*



Szuflady boczne

Wygodne i pojemne szuflady otwierane na prawą lub lewą stronę. Wystarczy przełożyć tylko front.




Podnóżek

Wysuwany lub chowany w razie potrzeby, pokryty powłoką antypoślizgową. Krawędź oznaczona na żółto w celu zapewnienia maksimum bezpieczeństwa.



Szuflady na narzędzia

Z przodu fotela są dwie szuflady do przechowywania podstawowych instrumentów diagnostycznych. Otwierany front szuflady tworzy półkę dla narzędzi.



Opcje wyposażenia:

- podłokietniki
- uchwyty metalowe
- podpórki kolan z możliwością regulacji
- taca urologiczna
- metalowa taca zamiast z tworzywa

* Finansowanie Siemens Finance (10% udział własny, 36 rat)

Midmark 623

fotel medyczny, ginekologiczny
z napędem elektrycznym



Możliwość uzyskania pozycji horyzontalnej pozwala na przeprowadzenie wielu dodatkowych badań, np. USG, bez potrzeby korzystania z dodatkowych mebli np. leżanek. Pod siedziskiem znajduje się wysuwany podnóżek oraz szuflada na niezbędne podczas badań instrumenty. Dodatkowo przednia część szuflady jest rozkładana i tworzy podręczną półkę.

Pozycjonowanie fotela

Wysokość fotela regulowana jest elektrycznie za pomocą sterownika nożnego lub ręcznego. Zakres regulacji wysokości zawiera się w przedziale od 46 cm. do 94 cm. Płynny i stabilny ruch góra-dół pozwala precyzyjnie wypozycjonować fotel na dokładnie wymaganej wysokości. Oparcie fotela również regulowane jest elektrycznie.



Cechy:

- maksymalna waga pacjenta 180 kg
- tapicerka Premium standardowa
- elektrycznie sterowana wysokość w zakresie: 46-94 cm
- elektrycznie regulowane oparcie
- odchylana część z siedziskiem o 5°
- wymiary fotela szer: 72 cm, dł: 151 cm
- długość całego fotela z wysuniętym podnóżkiem: 197 cm
- uchwyt na serwetę w rolce: 53 x 8,9 cm
- metalowe podpórki stóp z otworem na piętę
- wysuwana taca z tworzywa pod siedziskiem
- elektryczny sterownik nożny i ręczny

31.600 zł

Rata 689 zł*

Opcje wyposażenia:

- podłokietniki
- uchwyty metalowe
- podpórki kolan z możliwością regulacji
- taca urologiczna
- metalowa taca zamiast z tworzywa
- podgrzewana szuflada na instrumenty

* Finansowanie Siemens Finance (10% udział własny, 48 rat)

100 years
1915-2015
MIDMARK



Tapicerka
Ultra Premium - opcja



FOTELE SPECJALISTYCZNE

Ambeo

fotel do chirurgii jednego dnia

Fotel, który odpowiada wszystkim potrzebom związanym z przeprowadzaniem zabiegów chirurgicznych w ciągu jednego dnia. Począwszy od przygotowania do zabiegu, aż do wybudzenia pacjent przebywa na fotelu Ambeo.

Funkcjonalność i udogodnienia Ambeo w optymalny sposób organizuje pracę z pacjentem.

Cechy:

- w pełni elektrycznie regulowany fotel: wysokość 63-90 cm, przechył siedziska i oparcia oraz regulacja podnóżka
- udźwieg pacjenta do 200 kg
- struktura wykonana ze stali wysokiej jakości, lakierowana
- pozycja Trendelenburga 13 stopni
- sterownik ręczny do pozycjonowania fotela
- zestaw 4 kółek z hamulcami
- bateria do zasilania awaryjnego
- komfortowa tapicerka o grubości 8 cm łatwa w utrzymaniu czystości, zdejmowalna
- para szyn metalowych do mocowania akcesoriów zabiegowych
- wbudowany kosz na rzeczy pacjenta
- wbudowany uchwyt na butlę z tlenem



19.900 zł

Rata 571 zł*



Polycare

Fotel medyczny model 3181 i 3185

Fotel dedykowany do dializ, pobrań, transfuzji, onkologii, chemioterapii i innego leczenia, które wymaga, aby pacjent był w pozycji siedzącej lub leżącej. Zapewnia łatwy dostęp dla pacjenta i dla personelu. Ciche silniki elektryczne precyzyjnie i delikatnie pozycjonują pacjenta do najwygodniejszej pozycji. Podłokietniki regulowane w zakresie góra-dół, pod kątem oraz obrotowo względem własnej osi.

Model 3181:

- elektrycznie, indywidualnie regulowana wysokość, oparcie i podnóżek
- zintegrowany ruch nachylenia siedziska i wysokości
- zintegrowany ruch oparcia i podłokietników
- manualna regulacja oparcia dla stóp
- dwa podłokietniki poliuretanowe z regulacją na przegubie kulowym
- sterownik ręczny z możliwością wywołania pozycji ratunkowej
- wersja jezdna
- konstrukcja stalowa pokryta lakierem
- komfortowa tapicerka o grubości 8 cm
- nośność 170 kg.

18.500 zł

Rata 530 zł*

Model 3185:

elektrycznie regulowana:

- wysokość
- jednoczesny ruch oparcia i podnóżka
- jednoczesny ruch nachylenia siedziska i wysokości

14.500 zł

Rata 416 zł*



*Finansowanie
Siemens Finance
(10% udział własny, 36 rat)

Kolposkopy ALLTION

Kompaktowa budowa, podstawa na kółkach i lekka konstrukcja czynią kolposkop bardzo wygodnym w użyciu. Doskonałą jakość obrazu zapewnia optyka niemieckiego producenta SCHOTT Optical Glasses.

AC - 1110

Kolposkop optyczny LED

- powiększenie całkowite 9 - krotne
- długość ogniskowej: 316 mm
- pole widzenia: 22 mm
- głębokość ostrości: 4 mm
- natężenie światła LED: 15.000 lux
- indywidualna korekcja dioptryjna okularów
- dwa okręgi pomiarowe w prawym binokularze
- regulacja intensywności natężenia oświetlenia
- filtr zielony
- regulacja wysokości w zakresie: 84-120 cm
- przegub kulisty umożliwiający ruch głowicy w zakresie 360°
- stabilna podstawa na dwóch kółkach umożliwia łatwe przesuwanie kolposkopu

6.500 zł

Dostępne modele:

AC-1310 cena: 8.100 zł
- 3 stopnie powiększenia

AC-1320 cena: 9.100 zł
- Binokular kątowny 45°
- 3 stopnie powiększenia



AC - 2000

Videokolposkop LED

- trzystopniowa regulacja powiększenia 3,75x, 7,5x, 15x
- długość ogniskowej 300 mm
- pole widzenia: 79, 39, 19mm
- natężenie światła LED: >25.000 lux
- regulowane binokulary 16,7x
- płynna regulacja natężenia oświetlenia
- filtr zielony
- dwa okręgi pomiarowe w prawym binokularze
- regulowana wysokość w zakresie: 95 - 125 cm
- płynna regulacja ostrości
- kolposkop jest gotowy do użycia, nie wymaga kalibracji

13.900 zł

Rata 399 zł*



AC-4000

Kolposkop cyfrowy z kamerą

- powiększenie optyczne 22x
- powiększenie cyfrowe 16x
- specjalne oprogramowanie do obróbki zdjęć
- kamera cyfrowa kolorowa
- automatyczny focus w zakresie: 200-400 mm
- średnica pola widzenia: 10-160 mm
- kąt widzenia: 2,4-49,5 mm
- filtr czerwony, niebieski, zielony
- możliwość podłączenia do komputera

8.900 zł

6.500 zł



*Finansowanie
Siemens Finance
(10% udział własny, 36 rat)

ZOBACZ
WIĘCEJ!

ALLTION®

FOTELE DO POBRAŃ KRWI

Promotal DENE0

Bestseller!



DENE0 to produkt innowacyjny zapewniający maksymalny komfort dla pacjenta i dostępność dla personelu laboratorium. Projekt fotela DENE0 jest rezultatem długich prac badawczych i licznych testów w zakresie praktyki pobierania krwi. Jego wyjątkowość to unikalny, anatomiczny kształt oraz system **Sit n'Go** pozycjonujący pacjenta w najbardziej komfortowej pozycji.

Cechy:

- naturalny kształt fotela odpowiadający anatomii ciała „BodyShape”
- jednoelementowa, gładka tapicerka z zaokrąglonymi krawędziami
- pozycja ratunkowa, osiągnięta natychmiastowo i bez wysiłku
- dwa równoległe uchwyty rąk zintegrowane z siedziskiem
- podpórki ramion regulowane
- obrót fotela o 360° (w wybranych modelach)
- nośność fotela do 200 kg.
- okrągła podstawa fotela zapewniająca stabilność lub wersja jezdna
- struktura fotela wykonana ze stali pokryta jasno-szarym lakierem

od 7.900 zł

(stała wysokość,
okrągła podstawa)

Opcje wyposażenia:

- uchwyt na serwety w rolce
- metalowa taca na ramieniu
- uchwyt do kroplówki
- lampa medyczna
- pokrowiec pod nogi i na zagłówek



Higiena

- antybakteryjna powłoka tapicerki
- tapicerka łatwa w utrzymaniu w czystości
- zdejmowalne uchwyty na ręce do gruntownego czyszczenia

**BIG
DEAL**

Dostęp

- koncepcja **Sit'n Go** – pozycja do wsiadania na wysokości 50 cm. Pod naciskiem pacjenta na oparcie fotel wychyla się delikatnie do tyłu ustawiając się w najwygodniejszej pozycji. Przenosząc ciężar ciała do przodu fotel powraca do pozycji wyjściowej.
- nowy, lepszy kąt zgięcia nóg, dla łatwiejszego wsiadania i wsiadania.

BEAUMOND 70892

ze stałą wysokością 50 cm

- oparcie manualne
- ruchomy podnóżek, dwa podłokietniki
- możliwość uzyskania pozycji leżącej 164 cm



6.900 zł

BEAUMOND 2561

z hydrauliczną regulacją wysokości 55 – 75 cm

- okrągła chromowana stopa
- oparcie manualne
- ruchomy podnóżek, 2 podłokietniki
- możliwość uzyskania pozycji leżącej



8.900 zł

BEAUMOND 70132

z elektryczną regulacją wysokości 50,5 – 78,5 cm

- oparcie manualne
- możliwość uzyskania pozycji leżącej
- dwa poliuretanowe podłokietniki



9.600 zł



2.790 zł

(szerokość 65 cm)

Leżanka medyczna 1810

Cechy:

- stabilna konstrukcja stalowa, pokryta jasnym lakierem
- tapicerka gładka, bezszwowa,
- regulowane nachylenie oparcia
- dwie szerokości leżanki: 65 i 75 cm.
- uchwyt na rolkę z papierem-opcja



3.900 zł

(szerokość 65 cm)

Leżanka medyczna 118

Cechy:

- konstrukcja stalowa polerowana lub lakierowana
- wysokość 65 lub 82 cm
- oparcie regulowane sprężyną gazową
- uchwyt na rolkę z papierem
- maks. obciążenie 200 kg
- szeroki wybór kształtów tapicerki: płaski, z podwyższonymi brzegami lub anatomiczna
- szerokość: 65, 75 lub 73 cm



2.390 zł

Krzesło do pobrań 21523

Cechy:

- konstrukcja stalowa, lakierowana
- tapicerka antybakteryjna
- podłokietniki poliuretanowe
- maks. obciążenie 200 kg.

Promotal ELINEO

łóżko do transferu pacjentów



Ergonomiczny kształt łóżka oraz szybka instalacja barierek bocznych ułatwia pracę przy pacjencie. Wygodne uchwyty do przesuwania oraz barierki przy głowie i nogach zapewniają maksimum bezpieczeństwa. Wybór kilku rodzajów materacy w dwóch rozmiarach. Materace są wodnoodporne i anty-alergiczne.

Cechy:

- wysokość regulowana elektrycznie w zakresie: 57-90 cm (bez materaca)
- łóżko może mieć długość: 190 i 205 cm oraz szerokość: 66 i 75 cm.
- pozycja Trendelenburga oraz Antytrendelenburga
- struktura wykonana ze stali pokryta jasnym lakierem
- łóżko jest odpowiednie do wykonywania zdjęć RTG aparatem z ramieniem C
- kółka o średnicy 20 cm z centralnym hamulcem
- cztery narożne zderzaki ochronne
- estetyczne pojemniki na rzeczy pacjenta i butlę z tlenem.
- udźwig do 250 kg

18.900 zł

Rata 524 zł*

(łóżko o wymiarach 190x66cm z materacem o grubości 8 cm)



*Finansowanie Siemens Finance (10% udział własny, 36 rat)



4.200 zł

Model 30130-02
Szerokość 47 cm

5.200 zł

Model 30130-02L
Szerokość 60 cm

Promotal SWIFI

fotel do transferu pacjentów



SWIFI oferuje nowy wymiar komfortu dla pacjenta. Atrakcyjna forma i design odróżniają go od tradycyjnych wózków inwalidzkich. SWIFI jest bardzo poręczny, wygodny i bezpieczny. Trwała konstrukcja stalowa zapewnia stabilność. Tapicerka wykonana jest z materiału bezszwowego, łatwego w utrzymaniu w czystości z powłoką antybakteryjną, ognioodporna. Duże, stabilne tylne koła o średnicy 30 cm z hamulcem centralnym, kółka przednie skrętne, amortyzowane. Możliwość zainstalowania różnorodnych akcesoriów. Podłokietniki uchylne, stwarzają łatwy dostęp do siedziska.

Cechy:

- tapicerka o szerokości 47 lub opcjonalnie 60 cm
- uchwyt na dokumentację
- pojemny kosz na rzeczy pacjenta
- regulowane podłokietniki
- wysuwany podnóżek
- udźwig do 200 kg

Stoliki zabiegowe firmy STEDY

F3V

- Stelaż wykonany ze stali z powłoką niklową
- 3 półki szklane
- Regulacja wysokości półek
- Dwa gniazda elektryczne

1.590 zł

F3X

- Stelaż metalowy lakierowany
- 2 półki szklane
- 1 półka metalowa dolna
- 1 szuflada
- Dwa gniazda elektryczne

1.820 zł

F3S

- Stelaż wykonany ze stali z powłoką niklową
- 3 półki metalowe lakierowane
- Regulacja wysokości półek
- Dwa gniazda elektryczne

930 zł



Autoklaw MIDMARK B60

- pojemność komory 60 litrów
- klasa B zgodnie z normą EN 13060
- wbudowana drukarka i złącze USB
- szeroki zakres programów w temperaturze 121°C i 134°C
- zintegrowany system filtracji wody – odwrócona osmoza
- na wyposażeniu stojak i cztery tace, długość tacy 55 cm.
- niskie zużycie wody 3,5 l/cykl
- łatwa obsługa, menu w języku polskim



44.900 zł

Rata 822 zł**

100 years
1915-2015
MIDMARK

Zgrzewarka MIDMARK Termoseal

- metalowa obudowa i gładkie powierzchnie
- zgrzewa rękawy do szerokości 31 cm
- szerokość zgrzewu 12 mm
- lampka kontrolna i sygnał dźwiękowy prawidłowego procesu
- wymiary: 480 x 198 x 385 mm

1.690 zł



STERYLIZACJA

Autoklaw MIDMARK B23

- pojemność komory 23 litry
- klasa B zgodnie z normą EN 13060
- wbudowana drukarka
- na wyposażeniu stojak i cztery tace
- taca o wymiarach: 18,5x44x17 cm
- łatwa obsługa, menu w języku polskim

15.900 zł

Rata 456 zł*



Destylarka

- pojemność zbiornika 4 litry
- wydajność 0,7 l/h


690 zł

** Finansowanie Siemens Finance (10% udział własny, 60 rat)

* Finansowanie Siemens Finance (10% udział własny, 36 rat)

Ritter 255 LED

Lampa chirurgiczna



Lampa przeznaczona jest do gabinetów gdzie wykonywane są zabiegi chirurgiczne oraz wszędzie tam gdzie potrzebne jest profesjonalne światło o wysokim natężeniu.

Parametry techniczne:

- natężenie oświetlenia: 80.300 lux w odległości 1 m.
- temperatura koloru światła 4.400 K
- średnica głowicy lampy: 50,8 cm
- źródło światła: 16 diod LED, moc 32 W

od 13.900 zł

Rata 399 zł*
(Sufitowa 1-głowicowa)

Ritter®
by MIDMARK



NOWOŚĆ
2015

Cechy:

- białe światło LED, bezcieniowa dystrybucja światła, nie generuje ciepła.
- zintegrowany panel kontrolny do włączania i ustawiania parametrów światła umiejscowiony jest ergonomicznie na dwóch przeciwległych brzegach czaszy lampy
- łatwe, perfekcyjne i stabilne pozycjonowanie głowicy
- zaokrąglone krawędzie i gładkie powierzchnie lampy powodują, że jest ona łatwa w utrzymaniu czystości
- sterylizowalne uchwyty lampy

* Finansowanie Siemens Finance (10% udział własny, 36 rat)

Lampy medyczne francuskiej firmy LID



3 lata
gwarancji



LED HEPTA 7W

Nowa lampa o wysokim natężeniu światła. Źródłem światła jest 7 diod najnowszej generacji, nie emitują ciepła. Długie elastyczne ramię pozwala wypozycjonować lampę w dowolnej pozycji.

- Źródło światła: 7 diod LED
- elastyczne ramię o dł. 100 cm.
- żywotność do 50.000 godzin pracy
- barwa światła 5500°K
- natężenie światła 47.500 lux w odległości 30 cm
- wymaga montażu na stojaku jezdnym lub uchwycie uniwersalnym

2.200 zł

LED BELLA 17W

Profesjonalna lampa o szerokim zastosowaniu w tym do zabiegów chirurgicznych. Pole pracy jest oświetlone przez zestaw 12 diod najnowszej generacji. Głowica o średnicy 16 cm umiejscowiona jest na elastycznym ramieniu, którą jest łatwo wypozycjonować. Bardzo wysokie natężenie światła bez emisji ciepła zapewnia wyjątkowy komfort pracy.

- Źródło światła: 12 diod LED
- elastyczne ramię o dł. 70 cm
- żywotność do 50.000 godzin pracy
- barwa światła 5500°K
- natężenie światła 50.000 lux w odległości 30 cm.
- średnica głowicy: 16 cm
- wymaga montażu na stojaku jezdym lub uchwycie uniwersalnym

2.600 zł



Akcesoria wymagane do lampy:



Uchwyt uniwersalny
np. do fotela
cena: 390 zł



Stojak jezdny
z regulacją wysokości
od 60 do 100 cm., biały
cena: 490 zł

DIANA 50W halogenowa

Lampa medyczna o bardzo wysokim natężeniu światła z wygodnym uchwytem do pozycjonowania. Przeznaczona jest dla ginekologów i pozostałych specjalizacji gdzie wymagane jest jasne światło o wysokiej mocy.

Cechy:

- żarówka halogenowa o mocy 50 Watt, z filtrem UV, żywotność do 5000 godzin pracy
- barwa światła 3000°K
- natężenie światła: 50000 lux w odległości 50 cm
- elastyczne ramię o długości 100 cm.
- biała obudowa wykonana z wysokiej jakości materiałów, łatwych do utrzymania w czystości
- przewód zasilający o długości 3 metrów
- wymaga montażu na stojaku jezdym lub uchwycie uniwersalnym

1.500 zł



LED CARLA 4,2W

Lampa medyczna dla specjalizacji gdzie potrzebne jest skoncentrowane światło np. ginekologia, dermatologia. Lampa posiada małą głowicę i długie elastyczne ramię, dzięki czemu w łatwy sposób można ją wypozycjonować.



Cechy:

- Żarówka LED o mocy 4,2 Watt, żywotność do 50.000 godzin pracy
- barwa światła 5500°K
- natężenie światła 12000 lux w odległości 30 cm.
- elastyczne ramię o długości 90 cm.
- biała obudowa wykonana z wysokiej jakości materiałów, łatwych do utrzymania w czystości
- przewód zasilający o długości 3 metrów
- wymaga montażu na stojaku jezdym lub uchwycie uniwersalnym.

1.900 zł



Lampy medyczne PROMOTAL



LED 7W

- Źródło światła: 7 diod LED
- elastyczne ramię o dł. 65 cm.
- żywotność do 50.000 godzin pracy
- barwa światła 5500°K
- natężenie światła 47.500 lux w odległości 30 cm
- płynna regulacja natężenia światła
- na stojaku jezdym ze stali nierdzewnej

2.900 zł



LED 17W

- Źródło światła: 12 diod LED
- elastyczne ramię o dł. 70 cm
- żywotność do 50.000 godzin pracy
- barwa światła 5500°K
- natężenie światła 50.000 lux w odległości 30 cm.
- średnica głowicy: 16 cm
- włącznik bezdotkowy
- 2 poziomy natężenia światła: 50 / 100 %
- na stojaku jezdym ze stali nierdzewnej

3.500 zł



Uchwyt ścienny
Cena: 490 zł

Promedus

90-137 Łódź, ul. Uniwersytecka 2/4
tel. 42 678 07 07, kom. 515 200 119
www.promedus.pl, e-mail: biuro@promedus.pl

jesień / zima 2015