

Dla Ciebie i Twoich pacjentów

Promedus

90-137 Łódź, ul. Uniwersytecka 2/4 • tel/fax: 42 678-07-07 • kom. 515 200-119 • www.promedus.pl

KATALOG GINEKOLOGICZNY



NOWOCZESNY, BEZKOMPROMISOWY
FOTEL GINEKOLOGICZNY



Ritter 204/Midmark 604

fotel medyczny manualny



Midmark 604

(dodatkowo względem Ritter 204)

- system szuflad otwieranych na prawą lub lewą stronę
- tapicerka gładka Premium lub marszczona ze skóry ekologicznej Ultra Premium

Cena: 11.700 zł



Ritter 204 cechy:

- maksymalna waga pacjenta 225 kg
- system szuflad z przodu i z boku otwieranych na dwie strony
- regulowane oparcie za pomocą sprężyny gazowej.
- odchylana część z siedziskiem o 7°
- wysokość fotela: 84 cm.
- wymiary fotela: szer: 72 cm x dł: 151 cm
- długość całego fotela z wysuniętym podnóżkiem: 193 cm przy tapicerce Seamless
- uchwyt na serwety w rolce: 53 x 9 cm
- metalowe podpórki stóp (z otworem na piętę)
- wysuwana taca z tworzywa pod siedziskiem
- tapicerka gładka Seamless

Cena 10.700 zł

Opcje wyposażenia:

- podłokietniki
- uchwyty metalowe z boku fotela
- podpórki kolan z możliwością regulacji
- taca urologiczna z odpływem
- metalowa taca zamiast z tworzywa
- gniazdo elektryczne
- podgrzewana szuflada na instrumenty
- lampa medyczna

Komfortowy, funkcjonalny fotel o nowoczesnym wyglądzie.

Fotel Ritter 204/Midmark 604 zapewnia wygodę dla pacjenta, dzięki czemu pacjent podczas wizyty czuje się bezpiecznie. Szuflady z trzech stron umożliwiają łatwy dostęp do potrzebnych narzędzi i akcesoriów. Nowoczesny wygląd doskonale pasuje do współczesnych trendów wyposażania gabinetów lekarskich. Odpowiedni również do przyjmowania pacjentów z wagą do 225 kg. Jest to doskonale i jednocześnie ekonomiczne rozwiązanie do wyposażenia gabinetu medycznego.

Bestseller!



Ritter®
by MIDMARK



Midmark 623

fotel elektryczny

Midmark 623

(dodatkowo względem Ritter 222)

- elektrycznie regulowane oparcie
- elektryczny sterownik nożny i ręczny w standardzie
- opcjonalnie podgrzewana tapicerka siedziska i szuflada na instrumenty
- tapicerka gładka Premium lub marszczona ze skóry ekologicznej Ultra Premium

Cena: 29.900 zł



Fotele medyczne Ritter 222 i Midmark 623 dzięki zastosowanym udogodnieniom są odpowiednie do przyjmowania pacjentów starszych, matek w ciąży

lub pacjentów z niepełnosprawnością.

Możliwość łatwego dostępu do fotela, powoduje, że pacjent odczuwa większy komfort podczas badań, lekarz dokładniej i spokojniej może przeprowadzić procedury, zwiększając poziom usług medycznych w swoim gabinecie.

Pracując z fotelami Ritter 222 / Midmark 623, łamane są bariery, które często w przeszłości były przeszkodą do osiągnięcia satysfakcjonującej wizyty w gabinecie zarówno dla pacjenta jak i lekarza.

Opcje wyposażenia:

- podłokietniki
- podpórki kolan z możliwością regulacji
- taca urologiczna
- metalowa taca zamiast z tworzywa
- lampa medyczna



BARRIER – FREE

Ritter 222


fotel manualno-elektryczny

Ritter 222 cechy fotela:

- maksymalna waga pacjenta 181kg
- elektrycznie sterowana wysokość w zakresie: 46-94 cm
- regulowane oparcie za pomocą sprężyny gazowej
- odchylana część z siedziskiem o 5°
- wymiary fotela: szer. 75 x dł. 149 cm
- długość całego fotela z wysuniętym podnóżkiem: 195 cm
- uchwyt na serwetki w rolce: 53 x 9 cm
- metalowe podpórki stóp (z otworem na piętę)
- wysuwana taca z tworzywa pod siedziskiem
- elektryczny sterownik nożny
- tapicerka gładka Seamless lub miękka, tłoczona Soft Touch

Cena: 22.900 zł

Ritter®
by MIDMARK



Promotal ELANSA

fotel ginekologiczny

Nowoczesny, bezkompromisowy fotel ginekologiczny, sterowany elektrycznie. Unikalne rozwiązanie, jakiego nie ma żaden fotel ginekologiczny na rynku. Za pomocą sterownika nożnego regulowana jest wysokość fotela z jednoczesnym ruchem oparcia. Dodatkowo, oparcie można dopasować indywidualnie za pomocą sprężyny gazowej.

Cechy:

- maksymalne obciążenie 170 kg
- wymiary całkowite: dł.: 178,8 cm., wys. 46-106 cm, szer. 60 cm
- waga fotela: 95 kg
- zintegrowany ruch siedziska i oparcia za pomocą jednego silnika elektrycznego
- położenie oparcia regulowane za pomocą sprężyny gazowej
- elektryczny sterownik nożny do regulacji ruchów fotela
- wysokość minimalna 46 cm, max. 106 cm
- pozycja ratunkowa
- wysuwana taca pod siedziskiem, plastikowa, o pojemności 6 litrów
- przygotowane miejsce do montażu uchwyty do kolposkopu
- struktura fotela wykonana ze stali nierdzewnej z powłoką epoksydową
- tapicerka bezszwowa, wybór kilkunastu kolorów, zdejmowalna
- uchwyt na rolkę z papierem (szerokość rolki 50 cm, średnica 12,5 cm)
- podpórki pięt



Opcje wyposażenia:

- podpórki kolan
- podpórki stóp
- sterownik nożny z programowaniem 3 pozycji
- wersja jezdna
- uchwyt do kolposkopu
- podpórki nóg umożliwiające uzyskanie pozycji leżącej
- dodatkowy zagłówek
- lampa medyczna

Cena: 21.900 zł





Promotal ELITE

fotel ginekologiczny

Elektryczne zasilanie to główny atut fotela ELITE. Niska pozycja do wsiadania oraz atrakcyjny wygląd to zachęta dla pacjenta do bezstresowego udziału w badaniach. Fotel ELITE łączy w sobie ogromną funkcjonalność, różnorodność pozycji oraz akcesoriów dodatkowych. Praca z fotelem jest efektywna, a pacjent odnosi wrażenie pełnego profesjonalizmu podczas świadczonej usługi medycznej.

Cechy:

- maksymalne obciążenie 200 kg
- wymiary całkowite: dł.: 179,6 cm., wys. 54,6-94,6 cm, szer. 62,6 cm
- waga fotela: 136 kg
- elektrycznie sterowana wysokość w zakresie 54,6-94,6 cm
- siedzisko regulowane silnikiem elektrycznym
- położenie oparcia regulowane za pomocą sprężyny gazowej
- elektryczny sterownik nożny do regulacji wysokości, nachylenia siedziska i opcjonalnie oparcia
- tapicerka bezszwowa, wybór kilkunastu kolorów, zdejmowalna
- zintegrowana rolka na serwety papierowe (szer. 50 cm, śr. 12,5 cm)
- wysuwana taca pod siedziskiem, plastikowa, o pojemności 6 litrów
- przygotowane miejsce do instalacji akcesoriów z dwóch stron fotela
- struktura fotela wykonana ze stali, pokryta powłoką z tworzywa ABS
- uchwyt na rolkę z papierem (szerokość rolki 50 cm, średnica 12,5 cm)
- podpórki pięt

Opcje wyposażenia:

- podpórki kolan
- elektryczna regulacja oparcia
- sterownik nożny z programowaniem pozycji
- wersja jezdna,
- metalowa szyna do instalacji akcesoriów
- uchwyt do kolposkopu, -poduszka do proktologii
- zagłówek nakładany na oparcie
- podpórka nóg do pozycji leżącej
- lampa medyczna

Cena: 29.900 zł



Promotal DUOLYS

stół medyczny, leżanka, fotel ginekologiczny w jednym

Cechy:

- elektrycznie regulowana wysokość w zakresie: 49-95 cm
- konstrukcja stalowa, lakierowana
- pozycja Trendelenburga/Anty-Trendelenburga
- oparcie zewnętrzne regulowane manualnie - sprężyna gazowa
- oparcie centralne regulowane elektrycznie
- tapicerka o szerokości 73 cm. z zaokrąglonymi brzegami
- zdejmowana, bezszwowa tapicerka siedziska
- sterownik ruchów fotela, ręczny
- nóżki poziomujące
- plastikowa taca wysuwana pod siedziskiem o pojemności 6 litrów
- 2 rolki na papier, za każdym oparciem
- maksymalna waga pacjenta 200 kg.



Cena: 14.900 zł

Opcje wyposażenia:

- Block'n Roll system - wysuwane kółeczka do przesuwania fotela
- uchwyty na ręce „hand grip”
- uchwyt do kroplówki
- barierki boczne, uchylne
- zagłówek nakładany na oparcie
- taca urologiczna
- wersja jezdna
- sterownik nożny

Stół medyczny Duolys został tak zaprojektowany, aby zapewnić maksymalny komfort dla pacjentów i lekarza. Łatwość pozycjonowania oparcia oraz wysokość regulowana w zakresie 49-95 cm pozwala na uzyskanie idealnej pozycji pracy, dającej optymalny dostęp do pacjenta. Duolys jest wielofunkcyjnym fotelem ginekologicznym jak również stołem do badań ogólnych. Ogromny wybór opcji pozwala dostosować stół do najbardziej indywidualnych potrzeb zarówno do badań jak i zabiegów.

Cechą wyróżniającą Duolys jest sekcja tapicerki, która jest dwudzielna, a każda z części jest niezależna. W łatwy sposób można uzyskać jedną poziomą płaszczyznę – jako stół do badań lub fotel ginekologiczny - po podniesieniu centralnego oparcia. Dodatkowo pozycja Trendelenburga zapewnia bezpieczeństwo pracy.





Leżanka medyczna 1810

Cechy:

- stabilna konstrukcja stalowa, opcjonalnie pokryta białym lakierem
- nogi leżanki łatwo demontowane
- możliwość wypoziomowania
- tapicerka gładka, beższwowa,
- regulowane nachylenie oparcia
- dwie szerokości leżanki: 65 i 75 cm.
- uchwyt na rolkę z papierem-opcja

Cena: 2.590 zł

(nogi lakierowane, szerokość 65 cm)

BEAUMOND BX 4014

elektryczny fotel ginekologiczny

Cechy:

- konstrukcja fotela wykonana jest z lakierowanej stali
- elektrycznie sterowana wysokość w zakresie: 54 – 93 cm.
- oparcie regulowane manualnie, opcjonalnie regulacja elektryczna
- uchylna podpórka pod nogi – opcja
- uchwyty rąk „handgrips”
- para strzemiion lub podkołanników
- uchwyt na rolkę z papierem umiejscowiony za zagłówkiem
- wysuwana taca pod siedziskiem
- odchylane siedzisko o kąt 160
- nóżki poziomujące fotel
- sterownik nożny
- maksymalna waga pacjenta 200 kg.

Cena: 9.900 zł

(oparcie manualne, podkołanniki)



QUEST

elektryczny stół medyczny

Cechy:

- elektrycznie sterowana wysokość w zakresie: 46 – 92 cm.
- konstrukcja stalowa pokryta lakierem,
- oparcie regulowane manualnie lub elektrycznie
- pozycja Trandelenburga i Anty-Trandelenburga
- sterownik nożny i opcjonalnie ręczny
- nóżki poziomujące stół lub system Block'n Roll ułatwiający przesuwanie stołu
- uchwyt na rolkę z papierem
- udźwig 200 kg.
- 5 rodzajów tapicerki

Cena: 9.900 zł

(nóżki poziomujące, tapicerka płaska 65 cm, oparcie manualne)



ALLTION AC-1110

Kolposkop ginekologiczny

Źródłem światła w kolposkopie jest dioda LED o mocy 5W o białej barwie światła. Kompaktowa budowa, podstawa na kółkach i lekka konstrukcja czynią kolposkop bardzo wygodnym w użyciu. Doskonałą jakość obrazu zapewnia optyka niemieckiego producenta SCHOTT Optical Glasses.

Cechy:

- powiększenie całkowite 9 - krotne
- długość ogniskowej: 316 mm
- pole widzenia: 22 mm
- głębia ostrości: 4 mm
- natężenie światła: 15.000 lux
- indywidualna korekcja dioptryjna okularów
- prawy binokular wyposażony w dwa okręgi pomiarowe
- regulacja intensywności natężenia oświetlenia
- wbudowany zielony filtr dla uzyskania lepszego kontrastu
- regulacja wysokości w zakresie: 84-120 cm
- przegub kulisty umożliwiający ruch głowicy w zakresie 360°
- stabilna podstawa na dwóch kółkach umożliwiająca łatwe przesuwanie kolposkopu
- urządzenie jest gotowe do użycia bez konieczności kalibracji

Cena: 6.500 zł

ALLTION[®]



Dostępne modele

AC-1310 cena: 8.100 zł

- 3 stopnie powiększenia: 3.75x, 7x, 15x
- natężenie światła 29.000 lux

AC-1320 cena: 9.100 zł

- Binokular kątowny 45°
- 3 stopnie powiększenia: 3.75x, 7x, 15x
- natężenie światła 29.000 lux



Niezwykle ergonomiczne kolposkopy ginekologiczne,
charakteryzują się doskonałą optyką niemieckiego producenta SCHOTT Optical Glasses.
Źródłem światła jest żarówka halogenowa.

ALLTION seria AC-3000

Kolposkop ginekologiczny

AC-3300

- Kąt obserwacji: prosty, opcjonalnie pochylony o 45°
- Długość ogniskowej: 300 mm
- Całkowite powiększenie, trzy stopnie: 2,7x, 6,7x, 16,7x
- Regulacja ogniskowej: ręczna
- Ramię: pojedyncze, pionowe
- Oświetlenie: halogenowe 150W
- Natężenie światła: 38.000 lux
- Filtr: zielony
- Podstawa: statyw podłogowy, jezdny
- Wysokość: regulowana 1050 - 1200 mm

Cena: XXXX



AC-3500

- Kąt obserwacji: prosty, opcjonalnie pochylony o 45°
- Długość ogniskowej: 300 mm
- Całkowite powiększenie, pięć stopni: 2,7x, 4,2x, 6,7x, 10,7x, 16,7x
- Regulacja ogniskowej: ręczna
- Ramię: poprzeczne regulowane
- Oświetlenie: halogenowe 150 W
- Natężenie światła: 38.000 lux
- Filtr: zielony
- Podstawa: statyw podłogowy, jezdny
- Wysokość regulowana: 800 - 1200 mm

Cena: XXXX



AC-3900

- Kąt obserwacji: prosty, opcjonalnie pochylony o 45°
- Długość ogniskowej: 300 mm
- Całkowite powiększenie: zoom 2,2x - 12,9x
- Regulacja ogniskowej: ręczna
- Ramię: poprzeczne regulowane
- Oświetlenie: halogenowe 150 W
- Natężenie światła: 38.000 lux
- Filtr: zielony
- Podstawa: statyw podłogowy, jezdny
- Wysokość regulowana: 800 - 1200mm

Cena: XXXX



Stoliki zabiegowe firmy **STEDY**



F3V

- Stelaż wykonany ze stali z powłoką nikielową.
- 3 półki szklane. Rogi półek są zaokrąglone.
- Możliwość regulacji wysokości na jakiej mają być umieszczone półki.
- Dwa gniazda elektryczne.
- Stolik na 4 kółkach.

Cena: 2.190 zł



F3X

- Stelaż metalowy pokryty białym lakierem.
- 2 półki ze szkła hartowanego, rogi półek zaokrąglone.
- 1 półka metalowa, dolna np. na sterownik nożny.
- 1 szuflada pod środkową półką.
- 2 gniazda elektryczne
- Stolik na 4 kółkach

Cena: 2.190 zł



F3S

- Stelaż wykonany ze stali z powłoką nikielową
- 3 półki metalowe pokryte białym lakierem dłuższa krawędź tylna zagięta w górę, przednia w dół
- Możliwość regulacji wysokości na jakiej mają być umieszczone półki
- Dwa gniazda elektryczne
- Stolik na 4 kółkach

Cena: 1.190 zł

ECO

- Stelaż metalowy pokryty białym lakierem
- 3 metalowe półki pokryte białym lakierem dłuższa tylna krawędź półki jest zagięta w górę, przednia w dół
- Trzy gniazda elektryczne
- Stolik na 4 kółkach

Cena: 990 zł

GLASS

- Stelaż metalowy pokryty białym lakierem
- 3 szklane półki
- Narożniki półek są zaokrąglone
- Trzy gniazda elektryczne
- Stolik na 4 kółkach

Cena: 1.990 zł

ASYSTORY

FRANCUSKIEJ FIRMY PROMOTAL – MIDMARK EUROPE



Asystor Beaumont Niezwykle pojemny i poręczny!

- regulacja wysokości: 79-88 cm.
- aluminiowa baza na 5 kółkach
- płyta laminowana, biała
- 3 metalowe uchwyty do przesuwania asystora
- 6 szuflad o wymiarach: 20x30x11,5 cm.
- 2 półki z tyłu asystora

Cena: 3.690 zł.



Fidji 10400

- konstrukcja stalowa pokryta lakierem
- 2 półki pokryte tworzywem ABS
- 4 kółeczka
- wybór klikunastu kolorów frontów

Cena: 2.400 zł



Fidji 10401

- konstrukcja stalowa pokryta lakierem
- 2 szuflady
- uchwyty z boku do przesuwania
- 4 kółeczka
- wybór kilkunastu kolorów frontów

Cena: 3.900 zł

Wymiary:

- wysokość: 82,9 cm,
- głębokość: 40,3 cm,
- szerokość: 60,3 cm
- odległość m. półkami 24,3 cm,
- wysokość szuflad: 11,7 cm.



Lampy medyczne francuskiej firmy **LID**

NOWOŚĆ!





Lampa LED

Lampa medyczna dla specjalizacji gdzie potrzebne jest skoncentrowane światło np. ginekologia, dermatologia. Lampa posiada małą główkę i długie elastyczne ramię, dzięki czemu w łatwy sposób można ją wypozycjonować.

Cechy:

- żarówka LED o mocy 4,2 Watt, żywotność do 50.000 godzin pracy
- barwa światła 5500oK
- natężenie światła 12000 lux w odległości 30 cm.
- elastyczne ramię o długości 90 cm.
- biała obudowa wykonana z wysokiej jakości materiałów, łatwych do utrzymania w czystości
- przewód zasilający o długości 3 metrów
- wymaga montażu na stojaku jezdnym lub uchwycie uniwersalnym.

Cena: 1.890 zł.



Akcesoria wymagane do lampy:

Stojak jezdny
z regulacją wysokości
od 60 do 100 cm., biały
cena: 490 zł

Uchwyt uniwersalny
np. do fotela
cena: 390 zł

Lampa halogenowa 50W

Lampa medyczna o bardzo wysokim natężeniu światła z wygodnym uchwytem do pozycjonowania.

Przeznaczona jest dla ginekologów i pozostałych specjalizacji gdzie wymagane jest jasne światło o wysokiej mocy.

Cechy:

- żarówka halogenowa o mocy 50 Watt, z filtrem UV, żywotność do 5000 godzin pracy
- barwa światła 3000oK
- natężenie światła: 50000 lux w odległości 50 cm.
- elastyczne ramię o długości 100 cm.
- biała obudowa wykonana z wysokiej jakości materiałów, łatwych do utrzymania w czystości
- przewód zasilający o długości 3 metrów
- wymaga montażu na stojaku jezdym lub uchwycie uniwersalnym.

Cena: 1.490 zł.



ŚWIATŁO DOSKONAŁE!

Ritter 253 diodowa lampa zabiegowa

- najnowsza, energooszczędna technologia LED
- natężenie światła 18.300 lux w odległości 40 cm
- żywotność diody: 50.000 godzin
- elastyczne ramię lampy o długości 138 cm
- włącznik lampy na głowicy
- regulacja ogniskowej w zakresie 10-30 cm na odcinku 41 cm.
- funkcja automatycznego wyłączenia się po 2 godzinach od ostatniego uruchomienia
- możliwość montażu przy każdym fotelu serii Midmark/Ritter


Cena:

Lampa na elastycznym ramieniu: **2.800 zł**
(wymagany jeden z akcesoriów)



Akcesoria:

- uchwyt do foteli:
204/222/604/623: 470 zł
- stojak jezdny: 300 zł



Ritter®
by MIDMARK

Promotal LIGHTTEC

diodowe lampy zabiegowe

- wyjątkowa moc dzięki zastosowaniu światła LED i specjalnego systemu soczewek wzmacniających wiązkę światła
- elastyczne ramię tzw. "gęsia szyja" o długości 80 cm
- Źródłem światła jest żarówka diodowa o intensywności światła 4000 lux. przy dystansie 30 cm.
- żywotność żarówki LED do 30.000 godzin
- opcjonalnie z regulacją wiązki światła - funkcja focus w zakresie 1600-4000 lux.
- lampa może być zamocowana na statywie, do ściany lub fotela.
- średnica głowicy 45 mm.
- przewód zasilający o długości 1,8 m

Cena:

- Lighttec bez funkcji focus: **2.900zł**
- Lighttec z funkcją focus: **4.300 zł**
(wymagany jeden z akcesoriów)

Akcesoria:

- Stojak jezdny: **630 zł**
- Uchwyt ścienny: **130 zł**
- Uchwyt do fotela Ritter 204: **390 zł**
- Uchwyt do fotela Elansa, Elite: **270 zł**



PROMOTAL

halogenowe lampy zabiegowe

- długie na 65 cm, elastyczne ramię
- łatwość pozycjonowania
- montaż na statywie jezdnym lub na uchwycie ściennym
- statyw jezdny ze stali nierdzewnej lub pokryty lakierem - wybór 10 kolorów
- głowica i ramię lampy w kolorze czarnym
- lampy Promotal występują w dwóch typach:
- halogenowe 20W, 9000 lux dla 0,5m
- halogenowe 50W, 15.000 lux dla 1m.

Cena:

Lampa 20W


- na elastycznym ramieniu: **1.300 zł**
+ cena uchwytu ściennego
- z aluminiową bazą wraz z kółkami i stalowym stojakiem: **1.950 zł**

Lampa 50W

- na elastycznym ramieniu: **1.900 zł**
+ cena uchwytu ściennego
- z aluminiową bazą wraz z kółkami i stalowym stojakiem: **2.400 zł**

Akcesoria:

- uchwyt ścienny na podwójnie łamanym ramieniu: **490 zł**
- uchwyt ścienny: **110 zł**



STOŁKI



RITTER

Cena stołka: 1.390 zł
Oparcie: 210 zł



PROMOTAL

Cena stołka: 990 zł
Oparcie: 260 zł

EURONDA

Lider w dziedzinie sterylizacji
Wszystkie cykle w klasie B!

EURONDA®

E9 Inspection

- najnowocześniejszy autoklaw w klasie B spełniający surową normę EN 13060
- wyświetlacz ciekłokrystaliczny z polskim językiem obsługi + tylko 3 przyciski do obsługi
- cykl szybki Rapid B – tylko 25 min.
- Process Controller – system kontroli poprawności procesu w czasie rzeczywistym
- pamięć ostatnich 40 cykli lub pamięć zewnętrzna E-memory - zapis do 3000 cykli
- cykle testowe: Vacuum Test, Helix test, B&D Test
- 4 tacki perforowane + stojak w standardzie
- zużycie wody tylko 300 ml/cykl, cichy – tylko 50dB

Cena: 15.900 zł
(pojemność 24 litry)



Zgrzewarka EUROSEAL 2001 Plus

- najpopularniejsza na rynku
- metalowa obudowa i gładkie powierzchnie
- lampka kontrolna i sygnał dźwiękowy prawidłowego procesu
- możliwość zgrzewania rękawów o szerokości do 31 cm.
- szerokość zgrzewu 12 mm.

Cena: 1.690 zł



Destylarka AQUADIST

- pojemność zbiornika 4 litry
- wydajność 0,7 l/h

Cena: 690 zł



PRESTIGE ADVANCE B

NOWY MODEL- niezawodny angielski autoklaw, 3 programy w klasie B



- niezawodny angielski autoklaw, 3 programy w klasie B
- nowoczesne rozwiązania techniczne i doskonała jakość
- opcja opóźnionego startu
- system czystej wody usuwa zanieczyszczenia po każdym cyklu
- 10 lat gwarancji na kocioł i grzałkę
- 4 tacki + stojak w standardzie
- 2 lata gwarancji na autoklaw

Prestige Medical
Jesteś w bezpiecznych rękach

Cena: 13.900 zł
(pojemność 22 litry)

DENEEO

profesjonalny fotel do pobrań krwi



Opcje wyposażenia:

- uchwyt na serwety w rolce
- metalowa taca na ramieniu
- przezroczysty pokrowiec pod nogi i na zagłówek
- uchwyt do kroplówki
- stółek dla laboranta



Cechy:

- naturalny kształt fotela odpowiadający anatomii ciała „Bodyhape”
- jednoelementowa, gładka tapicerka z zaokrąglonymi krawędziami
- pozycja ratunkowa, osiągnięta natychmiastowo i bez wysiłku
- dwa równoległe uchwyty rąk zintegrowane z siedziskiem
- podpórki ramion regulowane
- obrót fotela o 360o (w wybranych modelach)
- nośność fotela do 200 kg.
- okrągła podstawa fotela zapewniająca stabilność lub wersja jezdna
- struktura fotela wykonana ze stali pokryta jasno-szarym lakierem

Cena: 9.900 zł

(rotacja 360°, stała wysokość, Sit n' Go)

Promedus

90-137 Łódź, ul. Uniwersytecka 2/4
tel. (42) 678 07 07, kom. 515 200 119
www.promedus.pl, e-mail: biuro@promedus.pl



OFERTA PROMOCYJNA „PAKIET MEDYCZNY”

Przy zakupie
trzech produktów
rabat 10 %

-10
%



Oferta dotyczy
3 grup produktowych:

1. Fotele medyczne
2. Stołki Lekarskie
3. Lampy lub asystory