

Dla Ciebie i Twoich Pacjentów

# Promedus

90-137 Łódź, ul. Uniwersytecka 2/4 • tel.: 42 678-07-07 • kom. 515-200-119 • www.promedus.pl



[www.promotal.com](http://www.promotal.com)

Ritter®



**Promedus**  
JESTEŚMY Z WAMI OD 2005 ROKU

# FOTELE GINEKOLOGICZNE PROMOTAL



[www.promotal.com](http://www.promotal.com)

## ELANSA

od 20.900 zł

Nowoczesny, bezkompromisowy fotel ginekologiczny z napędem elektrycznym. Unikalne rozwiązanie, jakiego nie ma żaden fotel ginekologiczny na rynku. Za pomocą sterownika nożnego regulowana jest wysokość fotela z jednoczesnym ruchem oparcia. Dodatkowo, oparcie można dopasować indywidualnie za pomocą sprężyny gazowej.

### CECHY:

- maksymalne obciążenie 170 kg
- wymiary całkowite: dł.: 178,8 cm, wys 46-106 cm szer. 60 cm
- waga fotela: 95 kg
- zintegrowany ruch siedziska i oparcia za pomocą jednego silnika elektrycznego
- położenie oparcia regulowane za pomocą sprężyny gazowej
- elektryczny sterownik nożny do regulacji ruchów fotela
- wysokość minimalna 46 cm, max. 106 cm
- pozycja ratunkowa 11°
- wysuwana taca pod siedziskiem, plastikowa, o pojemności 6 litrów
- przygotowane miejsce do montażu uchwytu do kolposkopu
- struktura fotela wykonana ze stali nierdzewnej z powłoką epoksydową
- tapicerka bezszwowa, wybór kilkunastu kolorów, zdejmowalna
- uchwyt na rolkę z papierem (szerokość rolki 50 cm, średnica 12,5 cm)
- strzemiona

### OPCJE WYPOSAZENIA GINEKOLOGICZNEGO:

- podpórki kolan
- podpórki stóp
- sterownik nożny z programowaniem 3 pozycji
- wersja jezdna
- uchwyt do kolposkopu
- podpórka nóg umożliwiająca uzyskanie pozycji leżącej
- zagłówek
- lampa medyczna







[www.promotal.com](http://www.promotal.com)

## ELITE

od 29.900 zł

Elektryczna regulacja fotela, niska pozycja do wsiadania oraz atrakcyjny wygląd to zachęta dla pacjenta do bezstresowego udziału w badaniach. Fotel ELITE łączy w sobie ogromną funkcjonalność, różnorodność pozycji oraz akcesoriów dodatkowych.

### CECHY:

- maksymalne obciążenie 200 kg
- wymiary całkowite: dł.: 179,6 cm., wys. 54,6-94,6 cm, szer. 62,6 cm
- waga fotela: 136 kg
- elektrycznie sterowana wysokość w zakresie 54,6-94,6 cm
- siedzisko regulowane silnikiem elektrycznym
- położenie oparcia regulowane za pomocą sprężyny gazowej (opcjonalnie elektrycznie)
- elektryczny sterownik nożny do regulacji wysokości, nachylenia siedziska i opcjonalnie oparcia
- tapicerka bezszwowa, wybór kilkunastu kolorów, zdejmowalna
- zintegrowana rolka na serwety papierowe (szer. 50 cm, śr. 12,5 cm)
- wysuwana taca pod siedziskiem, plastikowa, o pojemności 6 litrów
- struktura fotela wykonana ze stali, pokryta powłoką z tworzywa ABS
- podpórki pięt

### OPCJE WYPOSAŻENIA:

- strzemiona
- elektryczna regulacja oparcia
- sterownik nożny z programowaniem pozycji
- wersja jezdna
- metalowe szyny do akcesoriów
- uchwyt do kolposkopu,
- poduszka do proktologii
- 2 gniazda elektryczne w podstawie
- zagłówek nakładany na oparcie
- podpórka nóg do pozycji leżącej
- wersja urologiczna



# FOTELE GINEKOLOGICZNO-MEDYCZNE RITTER



Taca urologiczna z odpływem

## Ritter®





## Ritter 204 od 12.900 zł

Fotel medyczny, ginekologiczny manualny Ritter 204

- komfortowy, funkcjonalny fotel o nowoczesnym wyglądzie.

Łatwy dostęp do potrzebnych narzędzi i akcesoriów.

Fotel doskonale pasuje do współczesnych trendów wyposażania gabinetów lekarskich. Odpowiedni do przyjmowania pacjentów z wagą do 225 kg. Jest to doskonale i jednocześnie ekonomiczne rozwiązanie do wyposażenia gabinetu medycznego.

### CECHY:

- maksymalna waga pacjenta 225 kg
- regulowane oparcie za pomocą sprężyny gazowej.
- odchylana część z siedziskiem o 7°
- wysokość fotela: 84 cm.
- wymiary fotela: szer: 72 cm x dł: 151 cm
- długość całego fotela z wysuniętym podnóżkiem: 193 cm
- uchwyt na serwety w rolce: 53 x 9 cm
- metalowe podpórki stóp z otworem na piętę
- wysuwana taca z tworzywa pod siedziskiem
- tapicerka gładka Seamless

### OPCJE WYPOSAŻENIA:

- podłokietniki
- uchwyty metalowe z boku fotela
- podpórki kolan z możliwością regulacji
- taca urologiczna z odpływem
- metalowa taca zamiast z tworzywa
- gniazdo elektryczne



## Ritter 224

od 26.900 zł

### ELEKTRYCZNO-MANULANY FOTEL MEDYCZNY RITTER 224 BARRIER-FREE

Zaprojektowany jest przede wszystkim z myślą o pacjencie. Dzięki zastosowanym udogodnieniom fotel Ritter 224 jest odpowiedni do przyjmowania pacjentów starszych, matek w ciąży lub pacjentów z niepełnosprawnością. Wsiadanie na fotel może być dla pacjenta momentem, w którym odczuwa on niepokój i obawę. Moment ten jest szczególnie dla osób starszych, mających kłopot z poruszaniem się. Fotel Ritter 224 eliminuje wszelkie bariery poprzez niski poziom fotela w pozycji do wsiadania. Taki poziom siedziska niemal całkowicie eliminuje potrzebę asekuracji w czasie wsiadania na fotel.

#### CECHY:

- maksymalna waga pacjenta 227 kg.
- tapicerka Seamless
- elektrycznie sterowana wysokość w zakresie: 46-94 cm
- odchylana część z siedziskiem o 5°
- wymiary tapicerki: 71x152 cm
- długość z wysuniętym podnóżem 193 cm
- uchwyt na serwety w rolce: 61 x 9 cm
- przednia szuflada
- metalowe podpórki stóp (z otworem na piętę)
- wysuwana taca z tworzywa pod siedziskiem.
- elektryczny sterownik nożny
- Active Sensing Technology
- uchwyt do montażu akcesoriów

#### OPCJE WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO:

- podłokietniki
- patinet Support Rails Plus TM – szyny z podpórką do badania ciśnienia krwi
- patient Support Rail TM – szyny ułatwiające wsiadanie i zsiadanie z fotela
- podpórki nóg standard
- podpórki nóg artykulacyjne
- metalowa taca
- asystent zaopatrzenia – dodatkowa szuflada na materiały zabiegowe



# Ritter®



patinet Support Rails Plus TM



metalowa taca



podpórki nóg artykulacyjne



## Midmark 627 od 33.900 zł

### ELEKTRYCZNY FOTEL GINEKOLOGICZNY, MEDYCZNY MIDMARK 627 BARRIER-FREE

Elektryczny fotel medyczny Midmark 627, zapewnia najwyższą jakość usług dla pacjentów, personelu i lekarza.

Wielu pacjentów w gabinecie odczuwa ogromną frustrację kiedy muszą usiąść na fotelu. Możliwość łatwego dostępu do fotela, powoduje, że pacjent odczuwa większy komfort podczas badań, lekarz dokładniej i spokojniej może przeprowadzić procedury, zwiększając poziom usług medycznych w swoim gabinecie.

Pracując z fotelem Midmark 627, łamane są bariery, które często w przeszłości były przeszkodą do osiągnięcia satysfakcjonującej wizyty w gabinecie zarówno dla pacjenta jak i lekarza.

#### CECHY:

- maksymalna waga pacjenta 227 kg
- tapicerka Seamless
- elektrycznie sterowana wysokość w zakresie: 46-94 cm
- elektrycznie regulowane oparcie
- odchylana część z siedziskiem o 5°
- wymiary tapicerki: 71x152 cm
- długość z wysuniętym podnóżem 193 cm
- uchwyt na serwety w rolce: 61 x 9 cm
- przednia szuflada
- metalowe podpórki stóp (z otworem na piętę)
- wysuwana taca z tworzywa pod siedziskiem.
- elektryczny sterownik nożny
- Clean Assist
- Active Sensing Technology
- uchwyt do montażu akcesoriów

#### OPCJE WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO:

- podłokietniki
- patinet Support Rails Plus TM – szyny z regulacją ramienia do badania ciśnienia krwi
- patient Support Rail TM – szyny ułatwiające wsiadanie i zsiadanie z fotela
- podpórki nóg standard
- podpórki nóg artkulacyjne
- metalowa taca zamiast z tworzywa
- asystent zaopatrzenia – dodatkowa szuflada



Teraz 12 rat 0%

## Midmark 630HF

od 48.900 zł

### UNIWERSALNY FOTEL MEDYCZNY, GINEKOLOGICZNY, ZABIEGOWY, CHIRURGICZNY

Nowoczesny fotel medyczny Midmark 630 HUMANFORM jest jedynym w swoim rodzaju, zainspirowany pacjentem i na nim skoncentrowany. Zaprojektowany tak, aby zapewnić bardziej naturalne ruchy ciała pacjenta w nieskończonej liczbie możliwości pozycjonowania. Przeznaczony do chirurgii, ginekologii, urologii i wielu innych procedur medycznych.

### EKSKLUZYWNE CECHY FOTELE:

- Motion Profilinf™ umożliwia bardziej naturalne, zgodne z ludzkim ciałem ruchy, które pracują z pacjentem i umożliwiają bardzo precyzyjne pozycjonowanie
- Active Sensing Technology™ (AST) system bezpieczeństwa, który pomaga uniknąć szkodliwego uderzenia w przeszkodę pod siedziskiem lub podnóżkiem. Po zderzeniu fotel automatycznie cofa się do góry, aby uwolnić przeszkodę
- Premium Comfort System™ unikalny kształt tapicerki, regulowany podnóżek daje pacjentowi uczucie pełnego komfortu
- Barrier-Free® projekt fotela doskonale wpisuje się w potrzeby zmniejszającego się na wysokości 45 cm, maksymalne obciążenie 295 kg
- Elektrycznie sterowana wysokość, oparcie, podnóżek i przechył siedziska
- Ręczny i nożny sterownik fotela w standardzie
- Programowanie pozycji pracy (opcja) i rotacja 350°

### MIDMARK 630 HUMANFORM CECHY:

- sterownik ręczny i nożny przewodowy
- elektrycznie sterowana wysokość: 54–109 cm (dla modelu z rotacją)
- elektrycznie regulowane nachylenie siedziska: 0–30°
- elektrycznie regulowane oparcie: 0–80°
- elektrycznie regulowany podnóżek: 0–90°
- maksymalne obciążenie: 295 kg.
- uchwyt na rolkę z papierem
- taca zabiegowa ze stali nierdzewnej wysuwana pod siedziskiem
- metalowe strzemiona wysuwane pod siedziskiem
- rotacja fotela względem podstawy 350°
- tapicerka Standard Premium gładka, bezszwowa lub marszczona „Ultra Premium” ze skóry ekologicznej, dwie szerokości do wyboru: 71 lub 81 cm
- maksymalna długość fotela z rozłożonym podnóżkiem: 193 cm

### WSZECHSTRONNOŚĆ

Szeroki wybór akcesoriów: regulowane zagłówki, podpórki rąk, podłokietniki, podpórki kolan, taca zabiegowa dostosują fotel do wymagań każdej procedury medycznej, ulepszając jego funkcjonalność i oszczędzając czas.

### PRECYZYJNE POZYCJONOWANIE

Przeprowadzając procedury medyczne lekarze potrzebują osiągnąć odpowiednią pozycję pacjenta do prawidłowego, nieskrępowanego dostępu oraz idealnego widzenia pola pracy. Midmark 630 Humanform zapewnia lekarzom elastyczność w pozycjonowaniu w szerokim zakresie specjalności medycznych.



Siadanie bez barier

Litotomia

Wysokość max. 109 cm

Trendelenburg



  
midmark™

Teraz 24 rat 0%



Podkolanniki



Rotacja 350°



Ruhome podłokietniki



Regulowany podnóżek

# STOŁY MEDYCZNE PROMOTAL



## iDuolys

od 18.500 zł

Stół medyczny iDuolys został tak zaprojektowany, aby zapewnić maksymalny komfort dla pacjentów i lekarzy. Łatwość pozycjonowania oparcia oraz wysokość pozwala na uzyskanie idealnej pozycji pracy, dającej optymalny dostęp do pacjenta. Ogromny wybór opcji pozwala dostosować stół do najbardziej indywidualnych potrzeb zarówno do badań jak i zabiegów. Cechą wyróżniającą iDuolys jest sekcja tapicerki, która jest dwudzielna, a każda z części jest niezależna.

### CECHY:

- elektrycznie regulowana wysokość w zakresie: 53-99cm
- 2 razy szybsze ruchy fotela
- konstrukcja stalowa, lakierowana
- pozycja Trendelenburga/Anty-Trendelenburga
- oparcie zewnętrzne regulowane manualnie - sprężyna gazowa
- oparcie centralne regulowane elektrycznie
- tapicerka o szerokości 73 cm. z zaokrąglonymi brzegami
- całkowita powierzchnia leżąca 2,05m
- ręczny sterownik ruchów fotela
- możliwość zapisu 2 programowalnych pozycji
- plastikowa taca wysuwana pod siedziskiem o pojemności 6 litrów
- 2 rolki na papier, za każdym oparciem
- maksymalna waga pacjenta 250 kg.

### OPCJE WYPOSAŻENIA:

- Geopple
- misa urologiczna z odpływem
- bateria
- wersja jezdna
- sterownik nożny
- podłokietniki
- uchwyt na kroplówkę
- uchylne barierki



[www.promotal.com](http://www.promotal.com)

**NOWOŚĆ**





# Duolys

od 17.500 zł

## STÓŁ MEDYCZNY, ZABIEGOWY, FOTEL GINEKOLOGICZNY



Duolys jest wielofunkcyjnym fotelem ginekologicznym jak również stołem do badań ogólnych. Cechą wyróżniającą Duolys jest sekcja tapicerki, która jest dwudzielna, a każda z części jest niezależna. W łatwy sposób można uzyskać jedną poziomą płaszczyznę – jako stół do badań lub fotel ginekologiczny - po podniesieniu centralnego oparcia.

### CECHY:

- elektrycznie regulowana wysokość w zakresie: 56-96 cm
- konstrukcja stalowa, lakierowana
- pozycja Trendelenburga/Anty-Trendelenburga
- oparcie zewnętrzne regulowane manualnie sprężyną gazową
- oparcie centralne regulowane elektrycznie
- tapicerka o szerokości 73 cm. z zaokrąglonymi brzegami
- zdejmowana, bezzwowa tapicerka siedziska
- sterownik ruchów fotela, ręczny
- nóżki poziomujące
- plastikowa taca wysuwana pod siedziskiem o pojemności 6 litrów
- 2 rolki na papier, za każdym oparciem
- maksymalna waga pacjenta 200 kg.
- zintegrowane strzemiona

### OPCJE WYPOSAŻENIA:

- Block'n Roll system - wysuwane kółka do przesuwania fotela
- podkolanniki
- barierki boczne, uchylne
- zagłówek nakładany na oparcie
- wersja jezdna
- sterownik nożny
- podpórki kolan
- wersja urologiczna





# STOŁY MEDYCZNE PROMOTAL



iQUEST Lounge

## iQuest

od 14.900 zł

Promotal przeprowadził największe badanie rynku, aby poznać opinie i potrzeby lekarzy specjalistów. Rozmowy z ponad 200 specjalistami ujawniły 3 podstawowe cechy idealnego sprzętu tj.: równe traktowanie osób z ograniczeniami ruchowymi, efektywność w przeprowadzaniu badań oraz łatwość w obsłudze. Efektem 3 letnich badań i prac konstrukcyjnych jest rewolucyjny stół medyczny iQuest. To stół stworzony do zabiegów dzięki lekkiej i gładkiej konstrukcji, niskiej pozycji, która jest najniższą spośród innych stołów medycznych, programowalnych pozycjach oraz autonomicznych ruchach, które teraz są 2 razy szybsze.

### CECHY:

- niska pozycja 46 cm zapewnia łatwiejszy dostęp dla pacjentów
- pacjenci mogą używać podwyższonego oparcia do wsparcia podczas wsiadania
- bezpieczne, płynne ruchy elektryczne
- maksymalna waga pacjenta do 250 kg
- intuicyjne sterowanie i wstępnie zaprogramowana pozycja dostępu pacjenta
- w pełni elektryczna: wysokość, oparcie, Trendelenburg / reverse Trendelenburg
- zmienna wysokość od 46 do 95 cm
- 2 programowalne pozycje, konfigurowalne w 100%

### 3 MODELE

- iQUEST Lounge – komfortowa, miękka tapicerka o autonomicznych kształtach, wyższe oparcie, intuicyjny sterownik przy oparciu
- iQUEST Hospital – wersja dedykowana do szpitali  
płaska tapicerka łatwa w utrzymaniu czystości, cztery koła z hamulcami
- iQUEST Standard – płaska tapicerka, dwie szerokości tapicerki 65 lub 75 cm, dostępna wersja z wysuwanymi kółkami

## NOWOŚĆ



iQUEST Standard



iQUEST Hospital



## Quest od 10.900 zł

### ELEKTRYCZNY STÓŁ MEDYCZNY

- elektrycznie sterowana wysokość w zakresie: 54 – 94 cm stanowiąca idealne rozwiązanie dla pacjentów starszych, którzy mają kłopot z poruszaniem się, dla kobiet w ciąży i dzieci.
- konstrukcja stalowa pokryta lakierem
- oparcie regulowane manualnie lub elektrycznie
- pozycja Trendelenburga i Anty-Trendelenburga
- sterownik ręczny i opcjonalnie nożny
- nóżki poziomujące lub system Block'n Roll ułatwiający przesuwanie
- uchwyt na rolkę z papierem
- udźwig 200 kg
- 5 rodzajów tapicerki

### CECHY

- konstrukcja stalowa pokryta lakierem
- oparcie regulowane manualnie lub elektrycznie (opcja)
- szerokość tapicerki 65 cm lub 75 cm (opcja)
- pozycja Trendelenburga i Anty-Trendelenburga
- sterownik ręczny
- nóżki poziomujące stół lub system Block'n Roll (opcja)
- uchwyt na rolkę z papierem
- udźwig 200 kg.

### AKCESORIA

- System Block n' Roll wysuwane kółeczka ułatwiające przesuwanie stołu
- elektryczna regulacja oparcia
- podpórka ręki
- uchwyt kroplówki
- metalowe strzemiona
- podpórki kolan
- barierki boczne metalowe
- sterownik nożny
- zagłówek nakładany na oparcie





# FOTELE MEDYCZNE PROMOTAL

## eMOTIO

18.900 zł

### UNIWERSALNY FOTEL MEDYCZNY

eMotio w pełni elektryczny stół medyczny, najbardziej praktyczny jaki do tej pory został zaprojektowany. Powstał na bazie opinii setek lekarzy z krajów Europy.

Opinie te przyczyniły się do powstania idealnego stołu dla medycyny ogólnej jak i dla specjalistów. Elastyczność i pełny wachlarz możliwości pozwala lekarzowi skoncentrować się na badaniu i diagnozie oszczędzając czas i przestrzeń.

### CECHY:

- elektryczna regulacja wysokości 45-96 cm
- elektryczna regulacja oparcia i podnóżka
- sterownik ręczny i nożny
- bezpieczne i łagodne ruchy stołu
- bardzo komfortowa tapicerka
- udźwig pacjenta 205 kg
- 2 indywidualne programy pozycji pracy
- szybki i łatwy dostęp do pacjenta wokół stołu
- szybka instalacja akcesoriów: lampy i strzemion
- opcjonalna pozycja ginekologiczna, przechył siedziska o 105°

### OPCJE WYPOSAŻENIA:

- przechył ginekologiczny siedziska
- strzemiona ginekologiczne
- gniazdo elektryczne w podstawie fotela
- uchylne uchwyty rąk
- zagłówek nakładany na oparcie
- uchwyt do lampy

## eMOTIO+

od 22.500 zł

### WERSJA GINEKOLOGICZNA

Teraz w standardzie:

- podłokietniki i podkolanniki w jednym
- zagłówek
- przechył ginekologiczny siedziska





# FOTELE DO POBRAŃ KRWI PROMOTAL



## DENEO

od 8.900 zł

DENEO to produkt innowacyjny zapewniający maksymalny komfort dla pacjenta i dostępność dla personelu laboratorium. Projekt fotela DENEO jest rezultatem długich prac badawczych i licznych testów w zakresie praktyki pobierania krwi. Jego wyjątkowość to unikalny, anatomiczny kształt oraz system Sit n'Go pozycjonujący pacjenta w najbardziej komfortowej pozycji.

### CECHY:

- naturalny kształt fotela odpowiadający anatomii ciała „BodyShape”
- jednoelementowa, gładka tapicerka z zaokrąglonymi krawędziami
- pozycja ratunkowa, osiągnięta natychmiastowo i bez wysiłku
- dwa równoległe uchwyty rąk zintegrowane z siedziskiem
- podpórki ramion regulowane
- obrót fotela o 360° (w wybranych modelach)
- nośność fotela do 200 kg.
- okrągła podstawa fotela zapewniająca stabilność lub wersja jezdna
- struktura fotela wykonana ze stali pokryta jasno-szarym lakierem

### OPCJE WYPOSAŻENIA:

- uchwyt na serwety w rolce
- metalowa taca na ramieniu
- uchwyt do kroplówki
- lampa medyczna
- pokrowiec pod nogi i na zagłówek

### DOSTĘP

- koncepcja Sit'n Go – pozycja do wsiadania na wysokości 50 cm. Pod naciskiem pacjenta na oparcie fotel wychyla się delikatnie do tyłu ustawiając się w najwygodniejszej pozycji. Przenosząc ciężar ciała do przodu fotel powraca do pozycji wyjściowej.
- nowy, lepszy kąt zgięcia nóg, dla łatwiejszego wsiadania i wysiadania.



[www.promotal.com](http://www.promotal.com)

# FOTELE DO POBRAŃ KRWI PROMOTAL

## Beaumont 70892

**ZE STAŁĄ WYSOKOŚCIĄ 50 CM**

- oparcie manualne regulowane za pomocą sprężyny gazowej
- ruchomy podnóżek
- dwa podłokietniki
- możliwość uzyskania pozycji leżącej 164 cm
- uchwyt na serwety w rolce
- 2 dodatkowe uchwyty na akcesoria
- konstrukcja metalowa pokryta lakierem

**7.900 zł**



## Beaumont 2561

**Z HYDRAULICZNĄ REGULACJĄ WYSOKOŚCI  
55 – 75 CM**

- okrągła chromowana stopa
- oparcie regulowane za pomocą sprężyny gazowej
- ruchomy podnóżek, 2 podłokietniki
- możliwość uzyskania pozycji leżącej
- zsynchronizowany ruch parcia i podnóżka
- dostępna wersja 2571 z niezależnym ruchem oparcia i podnóżka
- metalowa chromowana baza w formie okrągłej stopy
- uchwyt na serwety w rolce
- 2 dodatkowe uchwyty na akcesoria

**9.500 zł**



## Beaumont 70132

**Z ELEKTRYCZNĄ REGULACJĄ WYSOKOŚCI  
50,5 – 78,5 CM**

Wysoka jakość i funkcjonalność w niskiej cenie

- oparcie regulowane za pomocą sprężyny gazowej
- możliwość uzyskania pozycji leżącej
- dwa poliuretanowe podłokietniki
- niezależny ruch oparcia i podnóżka
- dostępna wersja 70142 z zsynchronizowanym ruchem oparcia i podnóżka
- uchwyt na serwety w rolce
- 2 dodatkowe uchwyty na akcesoria

**10.900 zł**



# FOTELE SPECJALISTYCZNE PROMOTAL

## E.N.T.

### FOTEL OKULISTYCZNO-LARYNGOLOGICZNY

#### CECHY:

- regulacja wysokości w zakresie 58-78 cm
- zintegrowany ruch oparcia i podnóżka
- fotel obrotowy w zakresie 360°
- wysokość zagłówka i kąt nachylenia regulowany manualnie
- fotel rozkłada się do pozycji leżącej;
- uchylne dwa podłokietniki,
- wszystkie ruchy fotela kontrolowane są pompą hydrauliczną,
- chromowana podstawa fotela
- zagłówek

10.500 zł



## Beaumont BX4014

### ELEKTRYCZNY FOTEL GINEKOLOGICZNY

Funkcjonalny i łatwy w obsłudze fotel ginekologiczny z napędem elektrycznym zapewnia pacjentom komfort i wygodę dzięki składanej podpórce pod nogi. Dowolność konfiguracji i wyposażenia fotela pozwalają na dostosowanie go do własnych potrzeb.

#### CECHY:

- maksymalna waga pacjenta 200 kg
- elektrycznie sterowana wysokość w zakresie: 54 – 93 cm
- oparcie regulowane manualnie (opcjonalnie regulacja elektryczna)
- uchwyty rąk „handgrips”
- uchwyt na rolkę z papierem umiejscowiony za zagłówkiem
- odchylane siedzisko o kąt 16°, wysuwana taca pod siedziskiem
- nóżki poziomujące fotel, sterownik nożny
- 4 kolory tapicerki: szary, granatowy, bordowy, czarny
- uchylna podpórka pod nogi (opcjonalnie)
- podkolanniki lub strzemiona

11.900 zł





# FOTELE SPECJALISTYCZNE PROMOTAL

## APOLIUM

15.900 zł

### NAJNOWSZY PROFESJONALNY FOTEL PODOLOGICZNY

APOLIUM to produkt innowacyjny, zaprojektowany przez specjalistów z zakresu podologii. Stworzony po to by nieustannie poprawiać jakość świadczonych usług zapewniając maksymalny komfort dla pacjenta i wygodę dla personelu gabinetu. Anatomiczny kształt oraz system pozycjonujący zapewnia pacjentom najbardziej odpowiednią pozycję.

#### CECHY:

- maksymalna waga pacjenta : 200 kg
- elektryczna regulacja wysokości fotela 51 cm - 154 cm,
- szerokość siedziska: 52,6 cm
- naturalny kształt fotela odpowiadający anatomii ciała „Bilayer Bodyshape”
- jednoelementowa, gładka tapicerka z zaokrąglonymi krawędziami
- łatwe wchodzenie i schodzenie z fotela możliwe zarówno z przodu, jak i z boku
- stabilność fotela w każdej pozycji
- bezprzewodowy, intuicyjny sterownik nożny
- ulubiona pozycja fotela, za pomocą jednego kliknięcia
- bateria (opcja), dwa rodzaje tac na odpady (akcesoria)
- niezależne podpórki nóg z elektryczną regulacją głębokości (+20 cm) i rozstawu
- ruchome podłokietniki

#### OPCJE WYPOSAŻENIA:

- jednorazowe pokrowce na podnóżki
- uchwyt do worka na odpady
- przezroczyste pokrowce na oparcie
- regulowany zagłówek
- uchwyt na papier
- 2 rodzaje tac do wyboru
- system wsparcia lędźwiowego



[www.promotal.com](http://www.promotal.com)

## POLYCARE

18.500 zł

### FOTEL MEDYCZNY

Fotel dedykowany do dializ, pobrań, transfuzji, onkologii, chemioterapii i innego leczenia, które wymaga, aby pacjent był w pozycji siedzącej lub leżącej.

#### CECHY:

- elektrycznie, indywidualnie regulowana wysokość, oparcie i podnózek
- zintegrowany ruch nachylenia siedziska i wysokości
- zintegrowany ruch oparcia i podłokietników
- manualna regulacja oparcia dla stóp
- dwa podłokietniki poliuretanowe z regulacją na przegubie kulowym
- sterownik ręczny z możliwością wywołania pozycji ratunkowej
- wersja jezdna
- konstrukcja stalowa pokryta lakierem
- komfortowa tapicerka o grubości 8 cm
- nośność 170 kg.



## ELINEO

17.900 zł

### ŁÓŻKO DO TRANSFERU PACJENTÓW

- wysokość regulowana elektrycznie w zakresie: 57-90 cm
- długość 190 lub 205 cm oraz szerokość: 66 lub 75 cm.
- pozycja Trendelenburga oraz Antytrendelenburga
- struktura wykonana ze stali pokryta jasnym lakierem
- łóżko jest odpowiednie do wykonywania zdjęć RTG aparatem z ramieniem C
- kółka o średnicy 20 cm z centralnym hamulcem, dwa kółka od strony głowy są
- cztery narożne zderzaki ochronne
- uchylne uchwyty do przesuwania łóżka z przodu i z tyłu
- estetyczne pojemniki na rzeczy pacjenta i butlę z tlenem
- udźwig do 250 kg



## LEŻANKA 1810 3.900 zł

#### CECHY:

- stabilna konstrukcja stalowa, pokryta jasnym lakierem
- tapicerka gładka, bezszwowa,
- regulowane nachylenie oparcia
- dwie szerokości leżanki: 65 i 75 cm.
- uchwyt na rolkę z papierem-opcja



# FOTELE SPECJALISTYCZNE PROMOTAL

## DAYSURG

19.900 zł

### ŁÓŻKO SZPITALNE STEROWANE ELEKTRYCZNIE

Opracowane w odpowiedzi na potrzeby zaobserwowane w czasie badań przeprowadzonych na oddziałach szpitalnych. Dzięki szerokiej gamie opcji i akcesoriów dostosujesz DaySurg do swoich potrzeb

#### CECHY:

- Łatwa dla pacjenta pozycja do wsiadania od przodu
- Intuicyjny pilot zdalnego sterowania
- Oparcie SMART MOVE – wspierające pacjenta podczas zmiany pozycji
- Podłokietnik zsynchronizowany z oparciem, dostosowujący się do ruchów pacjenta (wersja do dializy)
- Akcesoria zaprojektowane, tak by zwiększyć komfort i bezpieczeństwo
- Szyny boczne poniżej poziomu łóżka
- Ergonomiczne uchwyty nad głową i przy stopach pacjenta, gwarantujące wyjątkową zwrotność
- Kółka z hamulcem elektrycznym
- 10 cm materac – zdejmowalny, łatwy w utrzymaniu czystości
- Pozycja Trendelenburga – 15° nachylenia
- Elektryczny sterownik hamulcem z tyłu za oparciem
- Łóżko dostępne w 4 wersjach, w tym z przeznaczeniem do dializy
- Szeroki zakres akcesoriów pozwala na skonfigurowanie łóżka spełniającego potrzeby każdego pacjenta



[www.promotal.com](http://www.promotal.com)

## TWEEGY 3.800 zł

### FOTEL DO TRANSFERU PACJENTÓW

TWEEGY – najprostszy fotel do transferu pacjentów jaki kiedykolwiek zaprojektowano. Mały i prosty w użyciu. Tweegy jest rozwiązaniem ułatwiającym transport pacjentów i organizację pracy. Projekt Tweegy został oparty na potrzebach zarówno personelu jak i pacjentów. Oferuje różne konfiguracje i akcesoria spełniające wszystkie potrzeby.

#### CECHY:

- pozycja oparcia i siedziska zaprojektowana dla optymalnego komfortu pacjenta
- wygodne pionowe uchwyty fotela dla personelu
- łatwe manewrowanie fotelem
- solidna i trwała konstrukcja
- tapicerka fotela dostępna jako opcja
- perfekcyjna higiena dzięki gładkim powierzchniom
- ruchomy podnózek i podłokietnik ułatwiający wsiadanie i wysiadanie
- łatwy dostęp dzięki niskiej wysokości siedziska 52 cm.



TWEEGY®



# LAMPY MEDYCZNE

## RITTER 255 LED

LAMPA CHIRURGICZNA

od 14.900 zł

Lampa przeznaczona jest do gabinetów gdzie wykonywane są zabiegi chirurgiczne oraz wszędzie tam gdzie potrzebne jest profesjonalne światło o wysokim natężeniu.

### CECHY:

- białe światło LED, bezcieniowa dystrybucja światła, nie generuje ciepła.
- zintegrowany panel kontrolny do włączania i ustawiania parametrów światła umiejscowiony jest ergonomicznie na dwóch przeciwległych brzegach czaszy lampy
- łatwe, perfekcyjne i stabilne pozycjonowanie głowicy
- zaokrąglone krawędzie i gładkie powierzchnie lampy powodują, że jest ona łatwa w utrzymaniu czystości
- sterylizowalne uchwyty lampy

### PARAMETRY TECHNICZNE:

- natężenie oświetlenia: 80.300 lux w odległości 1 m.
- temperatura koloru światła 4.400 K
- średnica głowicy lampy: 50,8 cm
- źródło światła: 16 diod LED, moc 32 W

Ritter®

# STOŁKI LEKARSKIE

Wysokość siedziska w zakresie:

- model 923: 48-67 cm
- model 926: 58,5-83,5 cm

Wymiary siedziska: średnica 40 cm

Średnica podstawy: 50 cm

Wysokość regulowana pneumatycznie, dźwignia ręczna.



www.promotal.com



1.790 zł



1.290 zł



1.590 zł

- wysokość regulowana w zakresie: 45-61,5 cm
- średnica siedziska: 41 cm.
- grubość siedziska: 8 cm.
- średnica podstawy z kółkami: 54 cm.

od 1.690 zł

Ritter®



276-001



277-001



279-001



278-001

# ASYSTORY



TRZYSZUFLADOWY  
od 1.390 zł

CZTEROSZUFLADOWY  
od 1.490 zł

PIĘCIOSZUFLADOWY  
od 1.590 zł

## ASYSTORY

- Fronty lakierowane na wysoki połysk
- Podstawa asystora w kolorze metal chrom
- Błat wykonany w całości ze szkła mlecznego
- Pneumatycznie regulowana wysokość
- Kółka kauczukowo-plastikowe
- Wysokiej jakości system szuflad ze stali

### DOSTĘPNE OPCJE:

- Ramka dookoła szklanego blatu wykonana z mlecznego lacobelu
- Ramka dookoła szklanego blatu wykonana z profilowanych listw aluminiowych
- Funkcja cichego domytku SOFT CLOSE



## STOLIKI ZABIEGOWE STEDY

### F3V 1.790 zł

- Stelaż wykonany ze stali z powłoką niklową
- 3 półki szklane
- Regulacja wysokości półek
- 2 gniazda elektryczne



### F3X 1.890 zł

- Stelaż metalowy lakierowany
- 2 półki szklane
- 1 półka metalowa dolna
- 1 szuflada
- 2 gniazda elektryczne



### F3S 1.090 zł

- Stelaż wykonany ze stali z powłoką niklową
- 3 półki metalowe lakierowane
- Regulacja wysokości półek
- 2 gniazda elektryczne



## MELAG 24 B/L+

22.900 zł

### NIEZAWODNY DŁUGODYSTANSOWIEC

- autoklaw klasy B, 5 programów sterylizacyjnych i 2 programy testowe
- mocna pompa próżniowa i potężny generator pary
- model z połączeniem hydraulicznym
- elektroniczny monitoring zapobiega błędom operatora i zapewnia wysoką jakość sterylizacji oraz maksymalną ochronę instrumentów
- wbudowane dwa zbiorniki na wodę uzdatnioną i zużytą
- komora autoklawu o głębokości 65 cm
- zintegrowana kontrola jakości wody
- automatyczna rejestracja danych o cyklach na karcie pamięci CF (np. poprzez urządzenie MELAflash z oprogramowaniem MELAtrace – opcja
- drukarka zewnętrzna MELAprint 42 – opcja

**MELAG**  
competence in hygiene



**Euronda**  
Pro System

## EURONDA E8

15.900 zł

### STERYLIZACJA DLA KAŻDEGO

- możliwy do rozbudowy system śledzenia danych pozwala na integrację z kartą SD w standardzie i opcjonalnie z WiFi lub z 2 rodzajami drukarek: wbudowana drukarka termiczna lub wbudowana drukarka etykiet
- wbudowany miernik przewodności
- system kontroli zanieczyszczeń
- separator woda-powietrze
- natychmiastowy generator pary
- 5 różnych programów w klasie B (121°C, 134°C, 134°C Prion, 134°C Rapid i 134°C Rapid Prion) możliwość wyboru cykli klasy N (N134 i N121) oraz cykli klasy S (S134, S121)
- kolorowy panel dotykowy
- E-Timer pozwala ustawić czas rozpoczęcia cykli oraz programów testowych w dowolnym czasie
- Eco-Friendly

## MIDMARK B60

74.900 zł

### AUTOKLAW MEDYCZNY

Zaprojektowany z myślą o dużych gabinetach oraz klinikach

- pojemność komory 59,9 l
- klasa B zgodnie z normą EN 13060
- wbudowana drukarka i złącze USB
- szeroki zakres programów w klasie B i S w temp. 121°C i 134°C
- odwrócona osmoza
- wymiary komory: średnica 35,5 cm x długość 60,5 cm
- załadunek narzędzi nieopakowanych 15 kg
- załadunek narzędzi opakowanych 7 kg
- menu w języku polskim

  
midmark™






# LAMPY MEDYCZNE



## LED HEPTA 7W



Nowa lampa o wysokim natężeniu światła.  
Źródłem światła jest 7 diod najnowszej generacji, nie emitują ciepła.  
Długie elastyczne ramię pozwala wypozycjonować lampę w dowolnej pozycji.

- źródło światła: 7 diod LED
- elastyczne ramię o dł. 100 cm.
- żywotność do 50.000 godzin pracy
- barwa światła 5500°K
- natężenie światła 47.500 lux w odległości 30 cm
- wymaga montażu na stojaku jezdnym lub uchwycie uniwersalnym

**2.200 zł**



**ON/OFF**  
od 2.200 zł



**DIMMER**  
od 2.400 zł



**BEZDOTYKOWA**  
od 2.600 zł



450 zł

550 zł

## LED BELLA 17W

Profesjonalna lampa o szerokim zastosowaniu w tym do zabiegów chirurgicznych. Pole pracy jest oświetlone przez zestaw 12 diod najnowszej generacji. Głowica o średnicy 16 cm umiejscowiona jest na elastycznym ramieniu, którą jest łatwo wypozycjonować. Bardzo wysokie natężenie światła bez emisji ciepła zapewnia wyjątkowy komfort pracy.

- źródło światła: 12 diod LED
- elastyczne ramię o dł. 70 cm
- żywotność do 50.000 godzin pracy
- barwa światła 5500°K
- natężenie światła 50.000 lux w odległości 30 cm.
- średnica głowicy: 16 cm
- wymaga montażu na stojaku jezdym

**2.600 zł**



# Promedus

90-137 Łódź, ul. Uniwersytecka 2/4  
tel. (42) 678 07 07, kom. 515 200 118  
www.promedus.pl, e-mail: biuro@promedus.pl